

Mepitel[®] One

Cas cliniques

SOMMAIRE

Edito

| | |
|------------------|----|
| Témoignage | 03 |
|------------------|----|

Présentation produit

| | |
|--------------------|----|
| Mepitel® One | 04 |
|--------------------|----|

Cas clinique

| | |
|------------------------------|----|
| N°1 - Plaie traumatique..... | 06 |
| N°2 - Dermabrasion..... | 07 |
| N°3 - Déchirure cutanée..... | 08 |
| N°4 - Déchirure cutanée..... | 09 |
| N°5 - Brûlure..... | 10 |
| N°6 - Brûlure..... | 11 |

Mölnlycke®, Mepitel® et Safetac® sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Ce produit est fabriqué en Europe.

Dispositif médical. L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standard Institute). CE 0086.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant le produit.

Toutes les allégations cliniques des produits présentés proviennent de la notice d'utilisation et du dossier technique de marquage CE.

© Copyright (2017) Mölnlycke Health Care.

Crédits photos :

- Patient 1 : Dr Franck David, médecin généraliste, 18 rue Arthur Lallement, 51380 Verzy, France
- Patient 2 : D Philippe Gazeu, médecin généraliste, 323 Rue du Saut du Loup, 34130 Manguio, France
- Patient 3 : Dr Philippe Hasselmann, médecin généraliste, 88 rue de Liverdun, 54200 Villey St Etienne, France
- Patient 4 : Dr Jean-Louis Wurtz, médecin généraliste, 35 Rue Berlioz, 67450 Mundolsheim, France
- Patient 5 : Dr Stéphane Le Mouël, médecin généraliste, 137 route de Dax, 40180 Hinx, France
- Patient 6 : Dr Pierre Mercier, médecin généraliste, 3 rue Maryse Bastié, 37000 Tours



TÉMOIGNAGES



“ *L'utilisation de Mepitel® One m'a réconcilié avec l'utilisation des pansements type vaselinés ou interfaces, dont j'avais abandonné l'emploi.*

J'ai accepté de participer à l'étude clinique randomisée ONLY¹, qui compare Mepitel® One à UrgoTul®, tout d'abord par curiosité puis il est vrai qu'après quelques cas, j'étais déçu de ne pas tirer au sort Mepitel® One ! ...

S'il fallait citer 2 bénéfices de Mepitel® One, je retiendrais sa facilité d'application pour le soignant, grâce à ses 2 feuillets protecteurs qui permettent une mise en place aisée, sans manipulation supplémentaire ni d'adhérence aux gants ; et en second lieu, le confort ainsi que le retrait atraumatique qui ont été rapportés par les patients.

D'ailleurs, au cours de l'étude, je n'ai rencontré aucune adhérence du pansement à la plaie lors du retrait de Mepitel® One.

Selon moi, Mepitel® One est un successeur avantageux de tous les tulle et pansements vaselinés. ”

Dr Franck David, médecin généraliste (Verzy)

1- Les résultats cliniques de l'étude ONLY, comparant Mepitel® One à UrgoTul®, ont démontré que la gestion des plaies aiguës avec Mepitel® One induit moins de douleur au retrait comparé à UrgoTul® avec une tendance positive sur le processus de cicatrisation.


Mepitel®

Interface transparente

INDICATIONS

- Plaies en phase d'épidermisation
- Brûlures superficielles
- Dermabrasions
- Déchirures cutanées
- Protection des peaux fragiles

- Facilité lors de la pose
- Retrait atraumatique et indolore
- Pas d'adhérence à la plaie
- Minimise les risques de macération
- Intégrité optimale, pas de résidu au retrait¹
- Maintien du milieu humide optimal pour la cicatrisation



One

SafetaC
TECHNOLOGY


REMBOURSÉ
LPPR*

siliconée d'un seul côté

Trame de polyuréthane

- Micro-perforée à mailles étroites : évite le bourgeonnement au travers
- Souple et conformable
- Découpable, ajustable

Système de deux feuillets protecteurs



- Facilite la pose sans adhérer aux gants

Transparent



- Permet de visualiser l'état de la plaie sans changer le pansement

* Remboursement LPPR, catégorie pansements interfaces, stériles. La prise en charge est assurée pour les peaux fragiles, les plaies aiguës en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel ; les plaies chroniques en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel. Prix LPPR= Prix limite de vente. Classe IIb.

1- Lurton Y, le Berre M. Pansements imprégnés : pourquoi adhèrent-ils à la plaie ? JPC,2007; 12(61) : 15-23.

PATIENT DE 27 ANS

présentant une plaie traumatique avec atteinte unguéale.

Plaie localisée sur le pouce gauche traitée initialement avec Bétadine® + UrgoTul® et prise d'antalgique non morphinique*

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Aucun antécédent médical

PROTOCOLE DE SOINS

Mepitel® One + compresse

Fixation Tubifast®



Renouvellement
tous les 5 jours
en moyenne

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

J0



- Prise en charge 24h après le traumatisme
- Plaie douloureuse (EVA = 50 mm)
- Prescription d'un antalgique opioïde faible**
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

3,7 cm²

J4



- Arrêt des antalgiques
- Absence de douleur au retrait du pansement (EVA = 0 mm)
- Absence de macération
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

1,7 cm²

RÉDUCTION DE 54%

J21



- Cicatrisation complète

100 %
épidermisation

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin a été très satisfait par l'utilisation de Mepitel® One. Il a constaté l'absence de résidu et la non-adhérence du pansement à la plaie. Le patient a également été très satisfait par l'utilisation de Mepitel® One, en particulier pour l'application, le confort de port et la conformabilité.

PATIENT DE 85 ANS

présentant une dermabrasion sur le cuir chevelu traitée initialement avec Mepitel® et antalgique non morphinique*

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Diabète de type II

PROTOCOLE DE SOINS



Mepitel® One



Renouvellement
tous les 2 jours
en moyenne

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

J0



- Prise en charge 24h après le traumatisme
- Plaie douloureuse (EVA = 30 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

25 cm²

J2



- Absence de douleur et de saignement au retrait du pansement (EVA = 0 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

23 cm²

RÉDUCTION DE 8%

J21



- Cicatrisation complète

100 %
épidermisation

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin a été satisfait par l'utilisation de Mepitel® One. Il a constaté l'absence de résidu du pansement sur la plaie. Le patient a été très satisfait par l'utilisation de Mepitel® One, en particulier par la facilité d'application et de retrait, le confort de port, et la transparence du pansement.

PATIENTE DE 87 ANS

présentant une déchirure cutanée sur le membre inférieur droit

ANTÉCÉDENTS DE LA PATIENTE

- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie

PROTOCOLE DE SOINS



Mepitel® One



Renouvellement
tous les 4 jours
en moyenne

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

J0



- Prise en charge 48h après le traumatisme
- Plaie douloureuse (EVA= 10 mm)
- Peau périlésionnelle avec signes d'inflammation

Plaie mesurant

3,7 cm²

J3




- Absence de douleur au retrait du pansement (EVA =2 mm)
- Persistance des signes d'inflammation sur la peau périlésionnelle
- Pas de saignement ni de macération sur le lit de la plaie

Plaie mesurant

2,8 cm²

RÉDUCTION DE 24%

J21



- Cicatrisation complète

100 %
épidermisation

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin a été très satisfait par l'utilisation de Mepitel® One. Il a constaté l'absence de résidu et la non-adhérence du pansement à la plaie. La patiente a également été très satisfaite par l'utilisation de Mepitel® One.

PATIENTE DE 83 ANS

présentant une déchirure cutanée sur le membre supérieur gauche

ANTÉCÉDENTS DE LA PATIENTE

- Hypothyroïdie

PROTOCOLE DE SOINS

Mepitel® One + gaze

Mepitel® Film

Renouvellement tous les 5 jours en moyenne

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

| | | |
|-------------------|---|--|
| <p>J0</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge le jour du traumatisme • Plaie douloureuse (EVA = 19 mm) • Peau périlésionnelle saine | <p>Plaie mesurant</p> <p>4,5 cm²</p> |
| <p>J3</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Peau périlésionnelle saine • Absence de douleur au retrait du pansement (EVA = 0 mm) | <p>Plaie mesurant</p> <p>3 cm²</p> <p>RÉDUCTION DE 33%</p> |
| <p>J21</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cicatrisation complète | <p>100 % épidermisation</p> |

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin et la patiente ont été très satisfaits par l'utilisation de Mepitel® One. Le médecin a constaté l'absence de résidu et la non-adhérence du pansement à la plaie.

PATIENT DE 64 ANS

présentant une brûlure thermique bénigne sur la main droite traitée initialement avec des compresses stériles.

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Hypertension artérielle

PROTOCOLE DE SOINS



Mepitel® One + gaze stérile

Fixation Tubifast®

Renouvellement tous les 3 jours en moyenne

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

J0



- Prise en charge 48h après le traumatisme
- Plaie douloureuse (EVA = 22 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

135 cm²

J3



- Douleur au retrait du pansement (EVA = 5 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant

126 cm²

RÉDUCTION DE 7%

J21



- Cicatrisation complète

100 %
épidermisation

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin a été satisfait par l'utilisation du pansement, en particulier pour la facilité d'application et de retrait. Le patient a également été satisfait par l'utilisation de Mepitel® One, en particulier pour la facilité de manipulation et de retrait, la conformabilité du pansement et son confort de port.

PATIENTE DE 36 ANS

présentant une brûlure thermique bénigne sur le pied droit traitée initialement avec des pansements secs.

ANTÉCÉDENTS DE LA PATIENTE

- Aucun antécédent médical

PROTOCOLE DE SOINS



Mepitel® One + compresse



Fixation Tubifast®



Renouvellement
**tous les 3 jours
en moyenne**

PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE

J0



- Prise en charge 24h après le traumatisme
- Plaie douloureuse (EVA = 54 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant



3 cm²

J3



- Douleur au retrait du pansement (EVA = 24 mm)
- Peau périlésionnelle saine

Plaie mesurant



1 cm²

RÉDUCTION DE 67%

J21



- Cicatrisation complète

**100 %
épidermisation**

SATISFACTION DES UTILISATEURS

Le médecin a été satisfait par l'utilisation de Mepitel® One. Il a constaté l'absence de résidu et la non-adhérence du pansement à la plaie. La patiente a été très satisfaite par l'utilisation de Mepitel® One.

www.molnlycke.fr

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
Service clients : Tél. 03 20 12 25 55 - Fax. 03 20 12 25 46
Renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46
Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 - Göteborg, Sweden
Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax: +46 31 722 34 01

