

115mm


140mm

**Mölnlycke®**  
 Ref no: 48020-05  
 Component Type: Retail box  
 Created by: Natalie Whiteside  
 Refer to ARS PD-576259 and Master  
 Text IFU PD-571437

**Colour information**

- PMS 361
- PMS 116
- PMS Cool Grey 10
- Cutter
- Varnish free area 70 x 100mm

Mölnlycke Health Care, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52, Göteborg.



Mölnlycke®  
 Tubifast®  
 Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur

LIGNE JAUNE 10m

LIGNE JAUNE 10m

LIGNE JAUNE 10m

LIGNE JAUNE 10m

LIGNE JAUNE 10m

115mm

Mölnlycke®  
 Tubifast®

Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur



1 rouleau 10,75cm x 10m




Mölnlycke®  
 Tubifast®

Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur



Ligne Bleue 24-40cm  
 Ligne Jaune 35-64cm  
 Ligne Violette 64-130cm



Mölnlycke®  
 Tubifast®

Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur.  
 Pour le maintien de pansements et l'enveloppement humide ou sec. Choisissez la bande adaptée et découpez la longueur nécessaire, ouvrez le bandage et enfitez-le sur la zone concernée.  
 Précautions d'emploi: Garder le bandage propre. Si le bandage est souillé, le jeter de manière appropriée et le remplacer. Ne pas exposer de façon directe aux flammes ou à toute source de chaleur, surtout en cas d'utilisation de produits à base de paraffine. Si l'état se dégrade, cesser les applications et consulter un médecin. Un seul patient, multi-usage. En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Tubifast, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.  
 Composition des fibres : Viscose, nylon, élasthanne.

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

The Mölnlycke and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies.

www.molnlycke.com

Made in UK