


Mepilex® Transfer + Mepitel® Film

Protocole exclusif Mölnlycke



Alternatif aux tulles gras



La bonne association

Mepilex® Transfer

Mepitel® Film



Mepilex® Transfer



| | | | |
|------------------|-----------|---------|-------------|
| | | | |
| Dim. totale (cm) | 7,5 x 8,5 | 14 x 15 | 17,5 x 17,5 |
| Pcs par boîte | 10 | 10 | 10 |



Fixation recommandée

Mepitel® Film



| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| Dim. totale (cm) | 10,5 x 12 | 10,5 x 25 | 15,5 x 20 |
| Pcs par boîte | 10 | 10 | 10 |

Mölnlycke, Mepilex, Mepitel et Safetac sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 2797. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Catégories et classes LPPR* :

Mepilex® Transfer : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption moyenne, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepitel® Film : Remboursement LPPR, catégorie systèmes de maintien adhésifs, films adhésifs semi-perméables stériles. La prise en charge est assurée pour : le maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques; en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives; la protection de sites de cathéters intra-veineux; les escarres de l'adulte et du sujet âgé au stade de la rougeur afin de protéger la peau (urines, macération). Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIa.

Distributeur : Mölnlycke Health Care - CS 70205
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
SIRET : 38319747200061
RCS Lille Métropole 383197472.
Fabricant : Mölnlycke Health Care.
www.molnlycke.fr
communication.france@molnlycke.com
©Copyright (2024) Mölnlycke Health Care

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.



Mepilex® Transfer



Votre incontournable pour les plaies de l'été



Mepilex® Transfer, votre nouveau protocole L'alternative aux tulles gras

Une solution **2 en 1**
grâce à sa **mousse absorbante**
et son **enduction de silicone** **SafetaC**
TECHNOLOGY



Tulle gras
+
compresses



Mepilex® Transfer

Mepilex® Transfer s'adapte à différentes localisations



7,5 x 8,5 cm



14 x 15 cm



17,5 x 17,5 cm



7,5 x 8,5 cm



14 x 15 cm



17,5 x 17,5 cm

Mepilex® Transfer à associer avec Mepitel® Film



Film siliconé transparent
semi-perméable avec
enduction de silicone **SafetaC**
TECHNOLOGY

Mepilex® Transfer est indiqué pour :

- ✓ Les brûlures superficielles
- ✓ Les plaies traumatiques (dermabrasions, coupures...)
- ✓ Les déchirures cutanées
- ✓ La protection des peaux lésées et/ou fragilisées

Propriétés Mepilex® Transfer

- ✓ Découpable, ajustable et conformable
- ✓ Non adhérence à la plaie, adhérence douce sur la peau périlésionnelle
- ✓ Ne sèche pas / ne cartonne pas
- ✓ Retrait atraumatique et indolore : n'arrache pas les bourgeons
- ✓ Gain de temps : 1 seul pansement à poser

Propriétés Mepitel® Film

- ✓ Transparent siliconé, ultra fin
- ✓ Imperméable : permet la douche
- ✓ Retrait atraumatique et indolore