


Monitorització de l'exsudat

Està demostrat que com més temps roman l'apòsit a la ferida, més ràpida és la cicatrització. El sistema de monitorització de l'exsudat de la gamma d'apòsits Mepilex® Border li dona confiança, possibilitant així que l'apòsit romanguí a la ferida el temps adequat¹.




El sistema de marcatge per cm² consisteix en una quadrícula de punts equidistants.




Mantenir (4 x 4cm)

A mesura que s'estén l'exsudat, podeu registrar un recompte de punts que reflecteixi el volum de l'exsudat a l'apòsit.



Mantenir (8 x 10cm)

Després podeu consultar el recompte de punts registrat per ajudar a monitoritzar les tendències d'exsudat.



Canviar*** (9 x 10cm)

Considereu canviar l'apòsit quan l'exsudat s'acosti a les vores de l'apòsit.***

***La freqüència de la inspecció de la ferida i del canvi d'apòsit depenen de la decisió clínica i ha de ser a criteri del professional sanitari responsable.

Codis ICS (SAP I LOGARITME):



Escanegeu el codi QR per accedir a la versió digital d'aquesta tríptic

1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta.
28050 Las Tablas (Madrid). Tel: +34 91 484 13 20
Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Mepitel, Mepitac y Mepiform son
marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más
empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025, Mölnlycke Health
Care AB. Todos los derechos reservados. E3WC0084.5



CODIS ICS (SAP I LOGARITME)

Exufiber®

Apòsit de fibres gelificants de polivinil d'alcohol

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
15 x 15	481767	30041630	- Ferides exsudatives - Lesions cavitades - UPP, vasculars i peu diabètic



Mepilex® XT

Apòsit d'escuma de poliuretà amb canals d'absorció i adherència de silicona sense vora

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
15 x 15	481768	30041650	- Úlceres vasculars - Pells fràgils com E.B - Tot tipus d'exsudats - Totes les fases de la ferida



Tecnologia Flex

Permet una flexibilitat horitzontal i vertical de 360°gràcies als seus talls a Y en la seva composició i disseny exclusiu. El resultat és una màxima permanència a la ferida, acompanyant el moviment diari i reduint la necessitat de canvis freqüents de l'apòsit, a més d'aconseguir una òptima gestió de l'exsudat.

Mepilex® Border Flex

Apòsit multicapa de silicona amb vora, tecnologia flex i monitorització d'exsudat

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
10 x 10	490211	30048617	- Úlceres per pressió - Úlceres vasculars - Lesions exsudatives - Indicat en zones anàtòmiques complexes/convexes
15 x 15	489361	30048618	



Mepilex® Border Flex Lite

Apòsit multicapa fina de silicona amb vora, tecnologia flex i monitorització d'exsudat

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
4 x 5	513381	30062265	- Fase d'epitelització - Ferides pediàtriques - Ferides de tamany petit
7,5 x 7,5	513447	30069120	



Exufiber® Ag+

Apòsit antimicrobià de fibres gelificants de polivinil d'alcohol


Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
10 x 10	505955	30051814	- Ferides infectades - Ferides exsudatives - Lesions cavitades - UPP, vasculars i peu diabètic



Mepilex® Ag

Apòsit d'escuma antimicrobiana de poliuretà amb adherència de silicona amb plata i carbó

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
15 x 15	407416	30008770	- Ferides infectades - Cremades - Úlceres vasculars, UPP - Peu diabètic
20 x 50	418310	30017963	



Mepilex® Transfer Ag

Apòsit d'escuma antimicrobiana per a transferència d'exsudat de poliuretà amb adherència de silicona amb plata i carbó

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
20 x 50	502036	30043535	- Ferides infectades i zones de difícil accessibilitat - Ferides malignes - Cremades, zones donants i EB - UPP, vasculars i peu diabètic



Anatòmics

Mepilex® Border Flex Oval

Apòsit multicapa polivalent amb adherència de silicona, tecnologia flex i monitorització d'exsudat

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
13 x 16	513677	30069378	- Úlceres per pressió - Úlceres vasculars - Lesions exsudatives - Indicat en zones anàtòmiques complexes/convexes



Mepilex® Heel

Apòsit d'escuma de poliuretà amb adherència de silicona sense vora per a mal·lèols i taló

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
13 x 20	476954	30039350	- UPP i protecció - Peu diabètic



Mepitel®

Apòsit en malla de poliamida amb adherència de silicona per a les dues cares

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
7,5 x 10	003332	30003092	- Cremades - Ferides doloroses - Fase de granulació
10 x 18	001114	30001515	
20 x 30	476992	30039393	



Mepitel® One

Apòsit en malla de poliuretà amb adherència de silicona en una sola cara

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
13 x 15	506223	30060250	- Esquinçaments de la pell (Skin Tear) - Abrasions i talls - Úlceres venoses - Cremades i empelts



Mepilex® Transfer

Apòsit d'escuma de poliuretà per a transferència d'exsudat

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
15 x 20	-	30069819	- Ferides exsudatives - Zones de difícil accessibilitat - EB



Mepilex® Lite

Apòsit d'escuma fina de poliuretà i silicona sense vora

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
10 x 10	204257	30010003	- Peu diabètic - Radiodermitis - Cremades - Epidermòlisi Bullosa
15 x 15	476955	30039346	
20 x 50	476958	30039347	



Mepitac®

Fixació suau amb adherència de silicona

Tam. cm	LOGARITME	SAP	Indicacions
2 x 3m	313661	30006969	Fixació de dispositius mèdics i protecció de la pell

