

Mepilex® Lite

FINA ESPUMA MUY ADAPTABLE COLOR PIEL



C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496679	6 x 8,5	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras diabéticas • Radiodermatitis • Protección de pieles frágiles
496687	10 x 10	
495754	15 x 15	

Mepitel®

LÁMINA CON MICROADHERENCIA SELECTIVA



C.N.	Tamaño cm
491399	7,5 x 10
491407	10 x 18

Indicaciones: Quemaduras, Heridas dolorosas y en fase de granulación

Mepore®

APÓSITO ABSORBENTE AUTOADHESIVO



C.N.	Tamaño cm
489310	6 x 7
489328	9 x 10
489336	9 x 15
489344	9 x 20

Indicaciones: Heridas postquirúrgicas y heridas con exudado leve

Mefix®

TELA AUTOADHESIVA



C.N.	Tamaño cm
499822	10 x 10

Indicaciones: Fijación de apósitos, tubos, catéteres y cánulas

Granudacyn®

Solución de irrigación para la limpieza, humidificación y enjuague de heridas



Solución de irrigación	
C.N.	Tamaño
207854	50 ml
207855	250 ml
207856	500 ml
Gel	
207857	50 g

Mepiform®

Lámina de silicona para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides



C.N.	Tamaño cm
336636	5 x 7,5
336016	4 x 30
337873	10 x 18

www.mepiform.es

Epaderm® Cream

Emoliente 2 en 1 para niveles de afección de leve a moderado



2 en 1

C.N.	Contenido
163544	50 gramos
163542	500 gramos

Guía de aplicación	
Adultos	
Cara, orejas y cuello	1 dosis 2 veces/día**
Brazos y espalda	2 dosis 2 veces/día**
Piernas	4 dosis 2 veces/día**
Manos y pies	1/2 dosis 2 veces/día**
Genitales	1/2 dosis 2 veces/día**
Niños menores 10 años: la mitad de las cantidades indicadas	

**1 dosis = 4g de Epaderm

Más información en www.molnlycke.es

Molnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta.
28050 Las Tablas (Madrid). Tel: +34 91 484 13 20
Molnlycke, Mepilex, Mepitel, Exfolber, Mepore, Mefix, Mepiform y Epaderm son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Molnlycke Health Care.
© 2025, Molnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.



Tratando heridas, protegiendo pacientes

Productos para recetar

Mepilex® Up



NUEVO

ESPUMA COMPRIMIDA DE POLIURETANO CON CANALES DE ABSORCIÓN



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
486902	10 x 10	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión • Úlceras vasculares
486910	15 x 15	
494039	10 x 20	

Beneficios

- Acción capilar mejorada, expandiendo el fluido en todas direcciones y venciendo la gravedad
- Para niveles de exudado desde bajo a muy alto*
- Gestiona exudados normales y viscosos
- Su reducido grosor lo hace muy adaptable y fácil de manejar
- Minimiza el riesgo de fugas*, incluso bajo compresión

Exufiber®

APÓSITO DE FIBRAS DE PVA



C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496760	15 x 15	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión • Úlceras venosas • Heridas cavitadas

Exufiber® Ag+

APÓSITO ANTIMICROBIANO DE FIBRAS DE PVA




C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496752	10 x 10	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras vasculares • Úlceras por presión • Heridas cavitadas

Mepilex® Border Flex Oval

APÓSITO MULTICAPA OVALADO CON TECNOLOGÍA FLEX, SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CARGA BACTERIANA

NUEVO



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
400105	15 x 19	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión • Úlceras vasculares

Beneficios

- Adaptabilidad y flexibilidad 360°
- Monitorización del exudado sin levantar el apósito
- Mayor tiempo de permanencia, espaciando las curas
- Atrapa y retiene lejos de la herida el exudado que contiene bacterias
- Impermeable

Mepilex® Border Flex

APÓSITO MULTICAPA CON TECNOLOGÍA FLEX, SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CARGA BACTERIANA



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
491126	10 x 10	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión • Úlceras vasculares
491134	15 x 15	

Mepilex® Border Flex Lite

APÓSITO MULTICAPA FINO CON TECNOLOGÍA FLEX Y SISTEMA DE MONITORIZACIÓN



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
400118	7,5 x 8,5	<ul style="list-style-type: none"> • Fase de epitelización • Heridas pediátricas
400120	15 x 15	

Mepilex® Border Heel

APÓSITO MULTICAPA PARA EL TALÓN CON TECNOLOGÍA DEEP DEFENSE®

NUEVO



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496695	22 x 23	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión en el talón

Beneficios

- Máxima adaptación gracias a su diseño ergonómico
- Alta gestión del exudado, evita el riesgo de infección
- Mayor tiempo de permanencia, espaciando las curas
- Alto confort para el paciente, no se deforma ni enrolla, retirada atraumática
- Impermeable

Mepilex® Border Sacrum

APÓSITO MULTICAPA PARA EL SACRO CON TECNOLOGÍA DEEP DEFENSE®



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
495747	22 x 25	<ul style="list-style-type: none"> • Úlceras por presión en el sacro

Mepilex® Ag

ESPUMA DE POLIURETANO ANTIMICROBIANA



SafetaC

C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
495739	10 x 10	<ul style="list-style-type: none"> • Heridas planas/superficiales • Quemaduras • Úlceras por presión, de pie diabético y vasculares