

Positionieren für bessere Ergebnisse

(für Erwachsene und Kinder)



Z-Flo™ Fluidized Positioner


Mölnlycke®

Patienten- lagerungshilfen

Die Positionierung ist ein Eckpfeiler der Prävention und Behandlung von Druckulzera. Doch die herkömmlichen verfügbaren Lagerungshilfen sind mehr als ungeeignet.

Mögliche Nachteile von Decken, Kissen und Keilen zur Patientenlagerung:

- Fehlende Druckumverteilung
- Schwierigkeiten bei der Bestimmung der gewünschten Position
- Keine dauerhafte Stabilität in der gewünschten Position
- Ungenügende Formbarkeit zum Schutz empfindlicher Bereiche

Dauerhafter Schutz durch Druck- umverteilung

Z- Flo™ Positioner sind so konzipiert, dass durch die Stabilität keine Bewegung und Speicherung entsteht (Zero Memory & Zero Flow). Dadurch sind Sie leicht anpassbar und formbar und dienen der Druckumverteilung. Sie unterstützen bei der Positionierung und Neupositionierung der Patienten, behalten ihre Form und schaffen zusätzlichen Komfort. Die Positioner bestehen aus fluidisiertem Mineralöl und verfügen über eine Latex- und DEHP freie Polyurethan Schutzfolie, die abwischbar und desinfizierbar ist. Die Erwachsenengrößen enthalten zusätzliche Mikrokugeln und Polyethylenperlen für eine optimale Gewichtsverteilung.



Legen Sie den Z-Flo™ unter den Kopf und passen Sie ihn an die Oberseite der Schultern an.



Bringen Sie den Z-Flo™ in die gewünschte Form. Passen Sie den Positioner dabei an die Form des Kopfes an und achten Sie darauf, dass der Bereich unter der Halswirbelsäule ausgefüllt ist.



Die richtige Position und Form des Positioners ermöglicht die gewünschte **Lagerung und Druckentlastung.**



Mölnlycke
Z-Flo® Fluidized positioner
REF 1401007

In den Positioner können **Aushöhlungen und Vertiefungen** für medizinische Kabel, Schläuche und bestehende Wunden **modelliert** werden.

Z-Flo™ im Intensivpflege-Bereich

Der Z-Flo™ ist ein vielseitiges Produkt mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Zu den am weitesten verbreiteten Anwendungsindikationen zählen die Dekubitusprävention, zum Beispiel mit dem Schutz des Hinterkopfs⁷, sowie die Entlastung von Körperstellen. Z-Flo hat sich außerdem zur Unterstützung in der Mikro-, Seiten- oder Bauchlagerung^{1,3-7} bewährt.

Reduktion von
Druckulzera am Hinterkopf um

87,7%⁷

Prävention von Druckulzera am Hinterkopf

In einer Studie wurde die klinische Wirksamkeit des Z-Flo™ Fluidized Positioner in der Anwendung zur Verringerung des Auftretens von Druckulzera am Hinterkopf auf der Intensivpflegestation (IPS) beurteilt. In der Studie wurden auch Patienten unter Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) miteingeschlossen, bei denen die häufige Entlastung und Umlagerung des Kopfes eine Herausforderung darstellt.¹

Mit dem Z-Flo™ wird die Kontaktoberfläche vergrößert⁵ und der Kopf umgelagert – so wie im Versorgungsstandard für die Prävention von Druckulzera vorgesehen.



Drehen und Umlagern

Der Z-Flo™ Fluidized Positioner behält seine Form – und hält den Patienten im Laufe der Zeit in der gewünschten Position.²

Zudem kann der Anwender den Winkel der Drehung durch den Positioner bestimmen – von einer Mikrodrehung bis hin zu Drehungen mit großem Winkel.

In einer Studie wurde der Z-Flo™ Fluidized Positioner mit herkömmlichen Lagerungskissen verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante Differenz zwischen den beiden Lagerungshilfen bei der Aufrechterhaltung der Position.⁸





Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Artikel	Beschreibung	Stück/Packung	Stück/Karton*
Erwachsene					
14 01 001	28 x 56 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	1
14 01 005	64 x 91 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	1
14 01 007	30 x 51 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	8
14 01 011	41 x 76 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	1
Pädiatrie/Neonatologie					
14 00 200	30 x 51 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	6
14 00 206	41 x 61 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	6
14 00 227	18 x 25 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	12

*Mindestbestellmenge Z-FlotTM

Referenzen: 1. Gefen A, et al. Sacral Soft Tissue Deformations When Using a Prophylactic Multilayer Dressing and Positioning System. J Wound Ostomy Continence Nurse. 2018;00(0):1-6. 2. . Mölnlycke Health Care, Holds shape over time, December 2018. Data on file. 3. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Prevention of tracheostomy-related pressure injuries in children. Pediatrics. 2012;129: e792-e797. 4. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Dressings cut to shape alleviate facial tissue loads while using an oxygen mask. Int Wound J. 2019; 1-14. 5. Katzungold R, Gefen A. What makes a good head positioner for preventing occipital pressure injuries. International Wound Journal. 2017; 1-7. 6. Barakat-Johnson, M., Lai, M., Gefen, A., Coyer, F. (2018). Evaluation of a fluidised positioner to reduce occipital pressure injuries in intensive care patients: A pilot study. International Wound Journal, 1-9. DOI: 10.1111/iwj.13051. 7. Fomorca, M.M., Boyes, C., & Peworski, C. (2019). Not my head, please! Preventing hospital-acquired pressure injury to the occiput and ear. Mayo Clinic. Poster Presentation: NPIAP 2020. Houston, TX. 8. Kapp S, Gerdz M, Gefen A, Prematunga R, Santamaria N. An observational study of the maintenance of the 30° side-lying lateral tilt position among aged care residents at risk of developing pressure injuries when using the standard care pillow and a purpose-designed positioning device. Int Wound J. 2019.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com/de-at

Mölnlycke Health Care GmbH, Obere Donaustrasse 25, 1020 Wien, Tel +43 1 278 85 42-0, Fax +43 1 278 85 42-199, info.at@molnlycke.com
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac[®] Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2026 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
DWC0271 / Stand: Juni 2026

