

## L'Agent idéal

Les pansements à l'argent conviennent idéalement au traitement de plaies infectées. Utilisez les produits dès les premiers signes d'infection. Ils peuvent aussi servir à la prophylaxie dans certains cas.

Ces pansements sont destinés à une utilisation à court terme de deux à quatre semaines. Après une phase d'essai de deux semaines, il est nécessaire d'évaluer à nouveau la plaie, le patient et l'approche thérapeutique. Il est important de toujours procéder à un bon nettoyage de la plaie et à retirer les dépôts, le cas échéant par voie chirurgicale.

## Usage adapté

### Saviez-vous que ...

... les produits à base d'argent de Mölnlycke® permettent aussi un traitement efficace de plaies infectées par des germes multirésistants?

... les brûlures jusqu'au degré 2a peuvent généralement guérir avec seulement deux à trois changements de pansement?

... le nombre de changements de pansement est nettement réduit par l'usage de pansements hautement absorbants?

... l'exsudation de la plaie et l'éventuel dégagement d'odeurs s'atténuent au fil du traitement du fait de la réduction de la quantité de germes?

### Service après-vente: 0800 563 195

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: +41 44 744 54 00, info.ch@mölnlycke.com. Le nom Mölnlycke Health Care et le logo SafetaC de même que tous les produits cités sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

### Vous avez encore des questions?

Nous vous aidons volontiers, sur place dans votre cabinet ou par téléphone.

Service après-vente:  
0800 563 195

[www.mölnlycke.ch/fr-ch](http://www.mölnlycke.ch/fr-ch)

# DiAgnostic: Plaie infectée

NOUVEAU: à nouveau remboursables à partir du 1er octobre 2022

Misez sur les produits de traitement des plaies à base d'argent de Mölnlycke®.

  
**Mölnlycke®**

## Suggestion d'utilisation

Pour la prise en charge de plaies infectées (et exposées à un risque d'infection)

**Granudacyn®**

Solution et gel pour le nettoyage, l'hydratation et le rinçage



**Mepilex® Ag**

Pansement en mousse antimicrobienne à l'argent



**Mepilex® Border Ag**

Pansement en mousse antimicrobienne et auto-adhésif à l'argent



**Mepilex® Transfer Ag**

Pansement en mousse à l'argent drainant et antimicrobien



**Exufiber® Ag+**

Pansement à fibres antimicrobienne, gélifiant



### Auf Wieder-vorlage:

Silber-Produkte sind seit 1. Oktober 2022 wieder erstattungsfähig.



### Débridement

Le débridement contribue à la détersion d'une plaie chronique et implique le retrait des nécroses et dépôts de fibrine.



## Granudacyn®

est une solution de rinçage à l'acide hypochloreux (HClO) et à l'hypochlorite de sodium (NaOCl). Ces composants assurent une conservation sûre et font de Granudacyn® une solution de rinçage des plaies fiable.

**Convient aux plaies de tout type, y compris les cavités corporelles, les fistules et les structures tissulaires sensibles.**

La solution de rinçage des plaies **Granudacyn®** est aussi précise que simple d'utilisation et convainc non seulement par son niveau de qualité élevé, mais aussi par sa longue durée de conservation (60 jours après ouverture).



Nettoyer prudemment la plaie à l'aide de la solution de rinçage des plaies Granudacyn®.



Asperger sur la plaie nettoyée à une distance de 15 à 30 cm.



Nettoyer la plaie ou appliquer sur la plaie une compression humide.



Peut être combiné avec des pansements standards.

### Solution de rinçage des plaies **Granudacyn®**

Taille en ml	N° art.	Unités/boîte
50	36 01 50	20
250	36 01 00	15
500	36 01 01	12
1000	36 01 02	6

### Gel pour plaies **Granudacyn®**

Taille en g	N° art.	Unités/boîte
50	36 01 07	12
100	36 01 08	12
250	36 01 06	15

### Mepilex® Ag

Taille en cm	N° art.	Unités/emballage
6 x 8,5	28 70 21	5
10 x 10	28 71 10	5
10 x 20	28 72 10	5
15 x 15	28 73 10	5
20 x 20	28 74 10	5
20 x 50	28 75 10	2

#### Avantages

- Effet antimicrobien rapide (30 min) et durable (jusqu'à 7 jours)
- Changement de pansement atraumatique et presque indolore



Ulcère de jambe mixte

## Mepilex® Ag

#### Utilisation

- Plaies légèrement à modérément exsudatives
- Souple
- Fixation, par ex. avec Tubifast®

### Mepilex® Border Ag

Taille en cm	N° art.	Unités/emballage
7,5 x 7,5	39 52 00	5
10 x 10 cm	39 53 00	5
15 x 15	39 54 00	5

#### Avantages

- Effet antimicrobien rapide (30 min) et durable (jusqu'à 7 jours)
- Haute capacité d'absorption pour moins de changements de pansement
- Changement de pansement atraumatique et presque indolore



Ulcère de jambe veineux infecté

## Mepilex® Border Ag

#### Utilisation

- Plaies modérément à fortement exsudatives
- Aucune fixation supplémentaire requis



Escarre sur le talon

## Mepilex® Transfer Ag

#### Utilisation

- Plaies légèrement à fortement exsudatives
- Combiné avec un pansement superabsorbant et une fixation



Ulcère de jambe mixte



Tumeur ulcéreuse et réaction cutanée d'origine radique

#### Avantages

- Effet antimicrobien rapide (30 min) et durable (jusqu'à 14 jours)
- Absorption et évacuation rapides de l'exsudat
- Changement de pansement atraumatique et presque indolore



## Exufiber® Ag+

#### Utilisation

- Plaies modérément à fortement exsudatives
- Plaies profondes, plaies cavitaires
- Combat le biofilm




Ulcère du pied diabétique



Plaie fibrineuse

#### Avantages

- Une haute résistance à l'humidité permet un changement de pansement en un morceau<sup>1,2</sup>
- Absorbe et retient l'exsudat, les bactéries et le sang<sup>2-6</sup>
- le degré élevé de rétention prévient les fuites et la macération<sup>2,3</sup>



### Mepilex® Transfer Ag

Taille en cm	N° art.	Unités/emballage
7,5 x 8,5	39 40 00	10
10 x 12,5	39 41 00	5
15 x 20	39 48 00	10
20 x 50	39 45 00	2

### Exufiber® Ag+

Taille en cm	N° art.	Unités/emballage
5 x 5	60 34 01	10
10 x 10	60 34 02	10
15 x 15	60 34 03	10
Mèches		
4,5 x 20	60 34 05	10
2 x 45	60 34 00	5

**Références:** 1. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-521248 (non publié). 2. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-556978 (non publié). 3. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-520425 (non publié). 4. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-521232 (non publié). 5. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-522900 (non publié). 6. Mölnlycke Health Care. Rapport de laboratoire PD-521245 (non publié).