

LA GAMME **MEPILEX® BORDER FLEX**
ADAPTÉE À **TOUS TYPES DE PLAIES**

REMBOURSÉS
LPPR

Mepilex® Border
Flex Carré



	7,5 x 8,5 cm	10 x 10 cm	14 x 15 cm	17,5 x 17,5 cm	17,5 x 23 cm
Code ACL 13	Taille	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	
7323 190 196 562	XS	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	16	
7323 190 250 561	S	10 x 10	6,5 x 6,5	16	
7323 190 196 555	M	14 x 15	10 x 11	16	
7323 190 196 579	L	17,5 x 17,5	11 x 11	10	
7323 190 196 586	XL	17,5 x 23	11 x 16	10	

Mepilex® Border
Flex Oval



	7,8 x 10 cm	10,8 x 14 cm	13,5 x 16,5 cm	15 x 19 cm	18 x 22 cm
Code ACL 13	Taille	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	
7333 350 070 717	XS	7,8 x 10	3,5 x 5,5	16	
7333 350 992 781	S	10,8 x 14	6,2 x 8,5	16	
NEW 7323 190 220 465	M	13,5 x 16,5	9 x 12	16	
7333 350 546 625	L	15 x 19	11 x 15,4	16	
NEW disponible en 2026	XL	18 x 22	13 x 17,2	10	

Mepilex® Border
Flex EM



	5 x 5 cm	6 x 12 cm	9 x 15 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm
Code ACL 13	Taille	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)		
7 323 190 234 646	XS	5 x 5	3 x 3	10		
7 323 190 234 653	S	6 x 12	3 x 8	10		
7 323 190 234 660	M	9 x 15	4,5 x 10	10		
7 323 190 234 677	L	10 x 20	5 x 15	10		
7 323 190 204 922	XL	10 x 25	5 x 20	10		
7 323 190 204 939	XXL	10 x 30	5 x 25	10		

Exufiber®

Pansement fibres haute absorption
nouvelle génération



En savoir plus
sur Exufiber®

Indications

- Plaies exsudatives et/ou fibrineuses
- Plaies chroniques
- Plaies cavitaires




Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval, Mepilex® Border Flex : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. **Mepilex® Border Flex EM :** Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption moyenne, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. **Exufiber® :** Remboursement LPPR, catégorie pansements en fibres à haut pouvoir d'absorption, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion.

Mölnlycke Health Care, Mepilex, sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Mölnlycke Health Care - CS 70205 - 13 allée du Château Blanc
59445 Wasquehal cedex.
SIRET 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472.
Dispositifs médicaux de classe IIb, CE2797.
Fabriqués par Mölnlycke Health Care, Suède.
www.molnlycke.fr - communication.france@molnlycke.com.
Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care - 2509FRWC3119 - 09/2025



Gamme **Mepilex®** Border **Flex**
Simplifier la prescription
et la délivrance pour mieux soigner



Révolutionner les soins
pour les personnes et la planète


Edition
Septembre 2025



CHOISIR LE BON PANSEMENT MEPILEX® BORDER FLEX (NON SUBSTITUABLE)

Protocole toutes plaies
aiguës et chroniques


Mepilex® Border Flex Carré/Oval



- ✓ Améliore le confort patient
- ✓ Flexible, s'adapte à toutes les localisations
- ✓ Minimise les risques de décollement prématuré

Protocole plaies traumatiques
et plaies post-opératoires

Mepilex® Border Flex EM



- ✓ Permet la douche
- ✓ N'arrache pas les sutures et les agrafes
- ✓ Favorise la rééducation immédiate

La gamme
Mepilex® Border Flex
adaptée à tous
types de plaies




CHOISIR LA BONNE TAILLE DE PANSEMENT MEPILEX® BORDER FLEX (NON SUBSTITUABLE)

La compresse du pansement doit :
couvrir la plaie et dépasser sur la peau
périlésionnelle d'au moins 2cm




Exemple : plaie de 2 cm de longueur et 1,5 cm de largeur

Mepilex® Border Flex Carré




10 x 10 cm

Taille
S




Dimension compresse : 6,5 x 6,5 cm

Mepilex® Border Flex Oval



10,8 x 14 cm

Taille
S



Dimension compresse : 6,2 x 8,5 cm

BIEN REDIGER L'ORDONNANCE POUR GARANTIR UNE BONNE DELIVRANCE

L'ordonnance doit comporter
les informations suivantes :



La catégorie de pansement



La quantité de produits nécessaires pour
la durée de traitement choisi par le prescripteur




La taille **ET** la dénomination
commerciale précise et complète



Le caractère absorbant
et/ou adhésif



La fréquence
recommandée de
renouvellement



Pour assurer la bonne délivrance de
Mepilex Border Flex, pensez à ajouter
«Patient sous protocole | Non substituable.»