

メンリッケ クリニカルラーニング

MÖLNLYCKE
Clinical Learning

メンリッケ クリニカルラーニングは創傷治療に携わる医療従事者の皆様を対象としたエデュケーションサイトです。これまでに開催したセミナーやウェビナーのコンテンツ、製品紹介動画などをオンデマンドで配信しています。お好きな時間に何回でもご視聴できますのでお気軽にお立ち寄りください。



メンリッケ クリニカルラーニングの
サイトはこちら

<https://www.molnlycke.com/ja-jp/jp/knowledge/clinical-learning/webinars/>



1. White R., A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008, 4(1): 14-22
2. White R., Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use, Wounds UK, 2005, 1(3)104-109
3. Meaume S., A study to compare a new self-adherent soft-silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9): 44-51
4. Woo KY., A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings. Advances in skin and wound care 2009;22(7):304-311

Less pain. Less trauma.

メンリッケヘルスケアは、ソフトシリコンを用いた、痛みや組織損傷の少ないドレッシング材を開発し、患者さまの視点からの“アウトカム”向上を提唱しております。

輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズウェスト
TEL:03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社

ウンドケア事業部
TEL:03-6279-0991



MHCJPWC-202512-04



Safetac®, Mepilex®, セーフタック®, メピレックス®はMölnlycke Health Careの登録商標です。

セーフタック® 製品ラインナップ *SafetaC* TECHNOLOGY

セーフタック® テクノロジー

セーフタック®テクノロジーはメンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。この粘着技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者さまの痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。^{1,2} また、皮膚の凹凸部にも密着するセーフタック®テクノロジーは、創縁をしっかりとシールするので、創周囲の浸軟リスクも軽減します。^{3,4}


① 痛みと組織損傷リスクを軽減

- 創縁や創周囲皮膚の損傷リスクを軽減します。
- 創傷治癒を組織損傷によって遅延させません。
- ソフトシリコン粘着剤は、低アレルギー性で、また皮膚かぶれのリスクも軽減します。




③ 浸軟リスクを軽減

- セーフタック®テクノロジーのシーリング効果により滲出液が創周囲に広がるのを防ぎます。
- 滲出液を横に漏らさず、その結果、浸軟のリスクが軽減されます。



② 湿潤した創床に固着しにくい

- 湿潤した創床に固着せず、周辺皮膚にはやさしく密着します。
- ガーゼのように創床に固着せず、また乾燥傾向の創部でもやさしく容易にドレッシングを除去できます。



④ 柔らかくやさしい装着感

- ドレッシング全体がやわらかく、屈曲部位にもなじみやすく皮膚に密着します。
- 患者さまの皮膚をやさしく保護し、QOLを改善します。



皮下組織に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® Border Flex メピレックス® ボーダー フレックス

一体型ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

多層構造による高い吸収力と安心の保水力、皮膚へのやさしさに加え構造内部のY字カットが全方位への伸長を可能に。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
595200	7.5×7.5	4.5×4.5	20.25	5
595300	10×10	6.5×6.5	42.25	5
595000	12.5×12.5	8.5×8.5	72.25	5
595400	15×15	11×11	121	5
595600	15×20	11×16	176	5
595800	10×20	5×15	75	10
595900	10×30	5×25	125	10

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 皮下組織に至る創傷用・標準型
高度管理医療機器 二次治療フォーム状創傷被覆・保護材
承認番号: 23000BZX00389000

製品の紹介動画



適応する滲出液量の目安

滲出液: なし~多量 (0-4) 滲出液: 少~中等量 (1-2) 滲出液: 中等~多量 (2-3) 滲出液: 少~多量 (3-4)

皮下組織に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® Border Ag メピレックス® ボーダー Ag

一体型抗菌性ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

多層構造による高い吸収力と保水力を維持、逆戻りを防ぎ浸軟も軽減。速やかにかつ継続して抗菌効果を発揮し、感染リスクを軽減。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
395200	7.5×7.5	4.5×4.5	20.25	5
395300	10×10	6.5×6.5	42.25	5
395010	12.5×12.5	8.5×8.5	72.25	5
395400	15×15	11×11	121	5
395600	15×20	10.6×16	169.6	5
395800	10×20	6×16	96	5
395900	10×30	5×25	125	5
382000	260cm ² (形状付型)	120cm ²	120	5

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 皮下組織に至る創傷用・標準型
高度管理医療機器 抗菌性創傷被覆・保護材
承認番号: 22700BZX00244000


皮下組織に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® Ag メピレックス® Ag

皮膚にやさしい抗菌性ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

柔らかく高い追従性を備えた抗菌性フォームドレッシング。創部の形状や大きさに合わせて切って使用可能。



詳しい製品情報



製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
287110	10×10	100	5
287310	15×15	225	5
287410	20×20	400	5
287510	20×50	1,000	2
287210 楕円	10×20	200	5

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 皮下組織に至る創傷用・標準型
高度管理医療機器 抗菌性創傷被覆・保護材
承認番号: 22500BZX00439000

皮下組織に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® メピレックス®

皮膚にやさしいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

柔らかく高い追従性を備えたフォームドレッシング。創部の形状や大きさに合わせて切って使用可能。



詳しい製品情報



製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
294100	10×10	100	5
294300	15×15	225	5
294400	20×20	400	5
294500	20×50	1,000	2
294200 楕円	10×20	200	5
288100 ヒールタイプ	13×20	198	5

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 皮下組織に至る創傷用・標準型
高度管理医療機器 二次治療フォーム状創傷被覆・保護材
承認番号: 22500BZX00375000

真皮に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® Border Flex Lite メピレックス® ボーダー フレックス ライト

皮膚にやさしい薄いタイプのソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

全方向に伸長可能であり、皮膚のストレスを軽減するとともに、快適性の向上及び適切な位置で保持することができます。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
581100	5×12.5	2.5×8.5	5
581200	7.5×7.5	4.5×4.5	5
581300	10×10	6.5×6.5	5
581500	15×15	11×11	5

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 真皮に至る創傷用
管理医療機器 局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
認証番号: 304ADBZX00052000

真皮に至る創傷用

特定保険医療材料

Mepilex® Lite メピレックス® ライト

薄くやわらかいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材

脆弱な皮膚にもやさしく密着、剥離時の痛みも軽減。創の大きさにあわせて切って使用可能。



詳しい製品情報



製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
284000	6×8.5	51	5
284100	10×10	100	5
284300	15×15	225	5
284500	20×50	1,000	4

特定保険医療材料 / 皮膚欠損用創傷被覆材 / 真皮に至る創傷用
管理医療機器 局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
認証番号: 22300BZX00052000

非固着性シリコンガーゼ

特定保険医療材料

Mepitel® メピテル®

脆弱皮膚にもやさしいソフトシリコン・コンタクトレイヤー

両面にセーフタック付き。脆弱皮膚にも安心して使えるやさしい粘着力。オープンメッシュ構造で滲出液を管理。



詳しい製品情報



製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	枚/箱
290510	5×7.5	10

特定保険医療材料 / 非固着性シリコンガーゼ / 平坦部位用
管理医療機器 非固着性創傷被覆・保護材
認証番号: 224ADBZX00059000

Mepilex® Border Post Op メピレックス® ボーダー Post Op

皮膚にやさしい術後縫合創用オールインワン・ドレッシング材

フレックスカット構造のパッドが高い柔軟性を実現。関節部位などの動きに良く追従し、リハビリ等も容易に。



詳しい製品情報



製品番号	外形サイズ (cm)	パッドサイズ (cm ²)	縫合部長さ (以内) (cm)	枚/箱
496100	6×8	3×5	3	10
496150	6×12	3×9	7	10
496200	9×10	5×6	4	10
496300	10×15	5×10	8	10
496400	10×20	5×15	13	10
496450	10×25	5×20	18	10
496600	10×30	5×25	23	10
496650	10×35	5×30	28	5

一般医療機器 手術用被覆・保護材
届出番号: 13B1X10015WC0009

Mepilex® Border Post-Op Ag メピレックス® ボーダー Post Op Ag

皮膚にやさしい術後縫合創用オールインワン・抗菌性ドレッシング材

優れた吸収性と微弱な粘着力がドレッシング貼付に関連する皮膚ダメージを軽減し、手術部位感染 (SSI) リスクも軽減する、術後縫合創管理に特化したドレッシング材です。



詳しい製品情報



製品番号	外形サイズ (cm)	パッドサイズ (cm ²)	縫合部長さ (以内) (cm)	枚/箱
498100	6×8	3×5	3	5
498150	6×12	3×9	7	5
498200	9×10	5×6	4	5
498300	10×15	5×10	8	5
498400	10×20	5×15	13	5
498450	10×25	5×20	18	5
498600	10×30	5×25	23	5
498650	10×35	5×30	28	5

高度管理医療機器 抗菌性創傷被覆・保護材
承認番号: 30300BZX00154000

Mepilex® Transfer メピレックス® トランスファー

ソフトシリコン・トランスファードレッシング

滲出液を吸収し二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
294700	10×12	5
294800	15×20	5
294502	20×50	4

一般医療機器 熱傷被覆・保護材 (手術用被覆・保護材)
届出番号: 13B1X10015WC0005


適応する滲出液量の目安

滲出液: なし~多量 滲出液: 少~中等量 滲出液: 中等~多量 滲出液: 少~多量

Mepitel® One メピテル® ワン

ソフトシリコン・コンタクトレイヤー

片面のみセーフタック付き。高い透明性で創部の観察が可能。
オープンメッシュ構造で滲出液を管理。皮膚をやさしくしっかり固定。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
289100	5×7.5	10
289300	7.5×10	10
289500	10×18	10
289700	17×25	5

一般医療機器 手術用被覆・保護材
届出番号: 13B1X10015WC0006

Mepitel® Film メピテル® フィルム

痛みの少ないソフトシリコン・フィルム保護材

薄くしなやかなフィルムドレッシング。防水性、バクテリアバリア機能があり
創部をやさしく保護します。貼付しやすいフレームタイプの剥離紙。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
296170	6×7	10
296270	10×12	10
296470	10×25	10
296670	15×20	10

一般医療機器 救急絆創膏(手術用被覆・保護材) 届出番号: 13B1X10015WC0007

Mepiform® メピフォーム®

シリコンジェルシート

薄くやわらかいシリコンジェルシートが肥厚性瘢痕やケロイドの
皮膚に密着しやさしく保護。抜糸直後から使用可能。



詳しい製品情報



製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
293100	4×30	5
293200	5×7.5	5
293400	10×18	5

一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート 届出番号: 13B1X10015WC0004

Mepilex® Border Protect

メピレックス® ボーダー プロテクト


摩擦やずれを予防する皮膚保護パッド

独自の多層構造によりずれを軽減、圧を分散し、高い水蒸気透過性により
バランスの良いマイクロクライメットの管理を実現。



スクエア

楕円



かかと用

せんこつ用



スクエア・楕円の
詳しい製品情報



製品番号	サイズ(パッドサイズ) (cm)	枚/箱
スクエア 595211	7.5×7.5 [4.5×4.5]	10
スクエア 595011	12.5×12.5 [8.5×8.5]	10
スクエア 595611	15×20 [11×16]	10
楕円 583500	7.8×10 [15cm ²]	5
楕円 583300	13×16 [85cm ²]	5
楕円 583400	15×19 [134cm ²]	5



かかと用の
詳しい製品情報



せんこつ用の
詳しい製品情報




製品番号	サイズ(パッドサイズ) (cm)	枚/箱
かかと用 282710	22×23	10
せんこつ用 282010	16×20	10

Mepitac® メピタック®

ソフトシリコン固定テープ

新生児、高齢者、透析患者など脆弱皮膚に適した皮膚にやさしいソフトシリコン、
固定テープ、チューブなど医療機器の下にも貼付し、皮膚を保護することも可能。



チューブの固定

チューブの固定

ランディングパッド


製品番号	サイズ (cm)	巻/箱
298300	2×300	1
298400	4×150	1

詳しい製品情報



動きにやさしい傷あとケア用ソフトシリコンテープ

適切な湿潤環境を保つとともに、張力などの物理的刺激から術後の傷あとを保護します。



その他の製品

Tubifast® チュビファースト®

皮膚にやさしい伸縮性包帯

縦横の伸縮性に優れたチューブ型包帯。
好きな長さにカット可能。被覆材の固定や皮膚保護に。



詳しい製品情報




ライン色	製品番号	年齢別適用部位	対象の円周長 (cm)	幅 (cm)	長さ (m)	入数
レッド	2480	生後4か月未満の腕	9 - 18	3.5	1	12枚/1箱
	2434	生後4か月未満の腕	9 - 18	3.5	10	1巻/1箱
	2481	5歳未満の手足/5歳以上の腕	14 - 24	5.0	1	12枚/1箱
グリーン	3555	5歳未満の手足/5歳以上の腕	14 - 24	5.0	5	6巻/1箱
	2436	5歳未満の手足/5歳以上の腕	14 - 24	5.0	10	1巻/1箱
	ブルー	2482	5歳以上の脚/成人の腕	24 - 40	7.5	1
3556		5歳以上の脚/成人の腕	24 - 40	7.5	5	6巻/1箱
2438		5歳以上の脚/成人の腕	24 - 40	7.5	10	1巻/1箱
イエロー	2483	小児の胴体/成人の手足	35 - 64	10.75	1	12枚/1箱
	3557	小児の胴体/成人の手足	35 - 64	10.75	5	6巻/1箱
	2440	小児の胴体/成人の手足	35 - 64	10.75	10	1巻/1箱
パープル	3558	成人の胴体(大)	64 - 130	20.0	5	1巻/1箱

Mextra® Superabsorbent メクストラ®

多量の滲出液を吸収し、創傷治癒をサポートする高吸収性ドレッシング材

高い吸収力と保水力は多量の滲出液管理に最適。
メピテル、メピテルワン、メピレックストランスファー
との併用も可能。



製品番号	外形サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
610000	12.5×12.5	10×10	10
610100	12.5×17.5	10×15	10
610200	12.5×22.5	10×20	10
610300	17.5×22.5	15×10	10
610400	22.5×27.5	20×25	10
610500	22.5×32.5	20×30	10

一般医療機器 手術用被覆・保護材(熱傷被覆・保護材) 届出番号: 13B1X10015WC0008

詳しい製品情報



適応する滲出液量の目安

滲出液: なし~多量

滲出液: 少~中等量

滲出液: 中等~多量

滲出液: 少~多量