

Mepitel[®] Film Protect

Take care for fragile
and sensitive skin




Mepitel® Film Protect

放射線皮膚炎の対策に

メピテル® フィルム プロテクトが放射線皮膚炎の対策に有用であることが実証されています。⁴⁻⁵
MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) のガイドラインの中で、
乳がんの一部の頭頸部がんに対する放射線治療における放射線皮膚炎の対策として推奨されています。⁶⁻⁷

剥離フィルム

- ・フィルムのリリースが容易



ポリウレタンフィルム

- ・水蒸気透過性
- ・シャワーブルーフ

Safetac
TECHNOLOGY


セーフタック®テクノロジー

セーフタック®テクノロジーはメンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。この技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者さんの痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。¹⁻³

痛みと組織損傷リスクを軽減

従来の粘着剤*

*当社緊急絆創膏との比較（自社データによる）




ドレッシング交換時に、粘着剤接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。

セーフタック®テクノロジー




ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。


貼付方法について




safetacと印字されている剥離フィルムをはがします。保護する皮膚を洗浄後、水分を十分にふき取り、皮膚が乾いた状態で貼付してください。



メピテル® フィルム プロテクトを皮膚の上でゆっくりと貼付してください。体型や皮膚の形状が変化していないように注意してください。また、フィルムにテンションがかかっていないことを確認してください。その後、白い紙フレームを剥がし、フィルムの周縁が皮膚にしっかりと貼付していることを確認してください。



メピテル® フィルム プロテクトを保護する部位全体に貼付します。複数枚を並べて使用する際は、2枚のフィルムを重ねて貼付し、フィルムの間に隙間ができないよう注意してください。また、必要に応じてハサミでカットし、サイズを調整してご使用ください。



剥がれやすい部位には、適当なサイズにカットしたメピテル® フィルム プロテクトを貼付して、補強してください。

References

1. Zillmer R, et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on peri-ulcer skin. J Wound Care 2006;15(5):187-191.
2. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care 2011;20(9):412-422.
3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 4 (1), 2008.
4. Behroozian, et al. Mepitel Film for the prevention of acute radiation dermatitis in breast cancer: A randomized multicenter open-label phase III trial. J Clin Oncol. 2023 Feb 20;41(6):1250-1264. doi: 10.1200/JCO.22.01873.
5. Kuszaj, et al. Mepitel Film for the prevention of radiation dermatitis: A comprehensive review of its efficacy, side effects, physics measurements, patient- and clinician-reported outcomes. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 11 (2024) 100530.
6. Shing Fung Lee et al. MASCC oncodermatology clinical practice statement: prevention and management of acute radiation dermatitis with Mepitel Film and Hydrofilm. Support Care Cancer. 2025 Dec 2;33(12):1163.
7. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) clinical practice guidelines for the prevention and management of acute radiation dermatitis: international Delphi consensus-based recommendations. Lancet Oncol. 2023 Apr;24(4):e172-e185.

製品番号	サイズ (cm)	枚/箱
296500	10.5×12	10
296700	10.5×25	10
296900	15.5×20	10

本製品は医療機器ではありません

Less pain. Less trauma.

メンリッケヘルスケアは、ソフトシリコンを用いた、痛みや組織損傷の少ないドレッシング材を開発し、患者さまの視点からの“アウトカム”向上を提唱しております。

Safetac
TECHNOLOGY

輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-20-7

コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト

TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社

ウインドケア事業部

TEL: 03-6279-0991

Safetac®, Mepilex®, セーフタック®, メピレックス®はMölnlycke Health Careの登録商標です。

Mölnlycke
®