



Avtalebrosjyre

Helse Midt

Operasjonsprodukter

Innholdsfortegnelse

ProcedurePak

Prosedurepakker	3
-----------------------	---

Laparoskopiske løsninger

Preparatpose for laparoskopi.....	4
Sett for sug og irrigasjon.....	4

BARRIER® oppdekking

Universalsett	5
Ortopedi.....	6
Operasjonslaken/splittlaken	7
Instrumentbordlaken.....	7
Vertikallakensett	8
Operasjonsduk.....	9
Hullduk.....	11
Epiduralduk	11
Insisjonsfilm.....	12
Laparoskopi	13
Gynekologi	13
Kardiovaskulærlaken	14
Nevro	14
Oppdekking/obstetrikk	13
Assistansebordposer.....	16
ØHN-Dental	16
Poser	18
Instrumentoppdekking	20

Øvrig

Øvrige supplementsprodukter	19
-----------------------------------	----

BARRIER® bekledning

Operasjonsfrakker.....	24
Operasjonsluer	26
Munnbind	28
Clean Air Suit	29
Avdelingsbekledning	30
Pasientbekledning	31

Biogel® hansker

Steril syntetisk	32
Steril naturgummilateks	33

Mölnlycke representanter

Kontaktinfo	36
-------------------	----

ProcedurePak® prosedyrepacker



Kundetilpassede prosedyrepakker inneholder alt medisinsk engangsutstyr som trengs til et spesifikt kirurgisk inngrep. Vi følger strenge standarder som gir sikkerhet for pasient og helsepersonell. Vårt team av høyt kvalifiserte medarbeidere står alltid til disposisjon med støtte, opplæring og rådgivning.

Dere har valgt oss som leverandør på prosedyrepakker til en del av deres inngrep. For enkel tilgang til informasjon om pakkene på avtale, har mange brukere idag tilgang til Molnlycke portalen og eventuelt andre som ønsker kan få det. Portalen gir blant annet informasjon om:

- Hvilke pakker som er på kontrakt i Helse Nord
- Innhold i prosedyrepakkene
- Hvilke komponenter som er tilgjengelig for ProcedurePak®

I tillegg til det ovenfor finnes det flere andre funksjoner som gjør at dere enkelt og effektivt kan administrere deres prosedyrepakke sortiment fra oss. Vi bidrar gjerne med en demonstrasjon.

Se også mer informasjon på vår nettside: <https://bit.ly/47UHz7x>

Instrumenter

Du jobber for å oppnå effektivitet og de beste pasientresultater. Vi kan hjelpe deg. Våre kundetilpassede løsninger for laparoskopiske prosedyrer er fokusert på å gjøre det mulig for teamet å nå sine mål. Du velger det du trenger fra vårt utvalg av Mölnlycke® trokarer, monopolare sakser, avtagbare oppsamlingsposer for laparoskopi, monopolare instrumenter, monopolare L-krok elektroder. Vi pakker utvalget ditt til effektive prosedyrepakker. Du sparer tid og kostnader.

Preparatpose for laparoskopi

- Tilgjengelig i en rekke størrelser tilpasset ulike vev og organer
- Posen åpnes av seg selv, slik at preparatet fanges enkelt
- En forsterket metallring gir enkel utplassering. En stor og permanent poseåpning gjør det enkelt å samle store preparater

Preparatpose for laparoskopi (Steril pakke)

Art. nr. steril	Beskrivelse	Eske/ kartong
899102	Preparatpose for laparoskopi 9 x 14,5 cm (250 ml volume) - 10 mm	5/50
899103	Preparatpose for laparoskopi 13 x 18 cm (600 ml volume) - 10 mm	5/50




Sett for sug og irrigasjon

- Ergonomisk design. Håndtaket kan betjenes med enten venstre eller høyre hånd
- Gjennomsiktig håndtak for god visuell kontroll
- Enveisventil hindrer reflux av saltløsning
- Myk og DEHP-fri slange med "easy-peel"-separering

Sett for sug og irrigasjon (Steril pakke)

Art. nr. steril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
899107	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss 5 mm / 33 cm	10/20
899108	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss 5 mm / 45 cm	10/20
899109	Probe 10 mm / 33 cm	10/20




BARRIER® oppdekking

UNIVERSALSETT

UNIVERSALSETT BASIC MED SMALE LIMKANTER

6/12 699010




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996106	1	Forsterket assistansebordpose 79x145 cm, 65x85 cm absorberende
-	4	Cellduk 18x25 cm
917198	2	Selvklebende operasjonsduk 75x73 cm, limkant 2,5 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
917775	1	Selvklebende operasjonslaken 175x173 cm, limkant 2,5 cm
917776	1	Selvklebende operasjonslaken 240x148 cm, limkant 2,5 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190cm, absorberende område 75x190cm

Minstebestilling 1 kartong

UNIVERSALSETT

UNIVERSALSETT STANDARD

6/12 699640




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996106	1	Assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
910519	1	Operasjonsduk 75x90 cm
-	4	Cellduk 18x25 cm
910198	2	Selvklebende operasjonsduk 75x75 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
967772	1	Selvklebende operasjonslaken 175x175 cm
967773	1	Selvklebende operasjonslaken 240x150 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

UNIVERSALSETT

TUR SET

7/14 888222




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
-	1	Cellduk 18x25 cm
904762	1	Slangeholder 9x18 cm
965520	1	Tur drape 175/270x180 cm med pose, hulls 8 cm og 5 cm, finger cot
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, 75x190 cm absorberende

BARRIER® oppdekking

ORTOPEDI

EKSTREMITETSETT

5/10 60208




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996109	1	Forsterket assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	4	Cellduk 18x25 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm
910598	1	Selvklebende operasjonsduk 75x75 cm
911500	2	Op-tape 9x49 cm
70213	1	Ekstremitetslaken 230x315 cm, hull 7 cm elastisk
95190	1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

ORTOPEDI

HOFTESETT


4/8 60608



Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996109	1	Forsterket assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	4	Cellduk 18x25 cm
968005	1	Operasjonsduk 75x90cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm
946112	1	Stockinette, L, 32x120 cm
911500	2	Op-tape 9x49 cm
70504	1	Splittlaken 200x260 cm, splitt 20x102 cm
76410	1	Selvklebende operasjonslaken 300x175 cm
95190	1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE OPERASJONSLAKEN



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ kartong
777400	967774	Selvklebende operasjonslaken 175x150 cm	18/36
777600	967776	Selvklebende operasjonslaken 240x150 cm	16/32

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE OPERASJONSLAKEN



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
920496	967775	Selvklebende operasjonslaken 175x175 cm	18/36

Minstebestilling 1 kartong

SPLITTLAKEN, FORSTERKET




Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
60504	70504	Splittlaken 200x260 cm, splitt 20x102 cm, absorberende område 70x100 cm	14/28

Minstebestilling 1 kartong

VERTIKALLAKENSETT


6/12 903026



Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996109	1	Forsterket assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	4	Cellduk 18x25 cm
815300	1	Vertikallaken 330x240 cm, insisjon 86x25 cm
95190	1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190 cm, 75x190 cm absorberende


VERTIKALLAKENSETT

5/10 903016



Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996109	1	Forsterket assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	4	Cellduk 18x25 cm
815301	1	Vertikallaken 330x240 cm, insisjon 40x30 cm
95190	1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm


SELVKLEBENDE OPERASJONSDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
706700	947067	Selvklebende operasjonsduk 75x100 cm	28/168

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE OPERASJONSDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
707500	910598	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm 2 stk	34/204

Minstebestilling 1 kartong


OPERASJONSDUK 2-LAGS



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
800430	968004	Operasjonsduk, 45x75 cm 2-lags	25/150

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE ABSORBERENDE DUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
706100	904764	Selvklebende absorberende duk 55x70 cm	40/80

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE HULLDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ kartong
906542	904758	Selvklebende hullduk 75x90 cm, hull 6x8 cm	40/80
906693	904737	Selvklebende hullduk 50x60 cm, hull 6x8 cm	75/150

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE HULLDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
708860	968860	Selvklebende hullduk 200x240 cm, hull 12 cm	17/34

Minstebestilling 1 kartong


VARIABEL SELVKLEBENDE HULLDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ kartong
706620	970662	Variabel selvklebende hullduk 50x75 cm	42/84
706630	970663	Variabel selvklebende hullduk 75x100 cm	30/60

Minstebestilling 1 kartong


SELVKLEBENDE HULLDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ kartong
906542	904758	Selvklebende hullduk 75x90 cm, hull 6x8 cm	40/80
906693	904737	Selvklebende hullduk 50x60 cm, hull 6x8 cm	75/150

Minstebestilling 1 kartong


INSISJONSFILM



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
804040	924040	Insisjonsfilm 40x40 (40x35) cm	20/80

Minstebestilling 1 kartong


INSTRUMENTBORDLAKEN



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
80190	90190	Instrumentbordlaken 150x190 cm, 75x190 cm absorberende	22/44

ABDOMINALT/PERINEALT LAPAROSKOPISETT

5/10 **694240**




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
-	4	Cellduk 18x25 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
824098	1	Selvklebende slangeholder 2,5x30 cm
910598	1	Selvklebende operasjonsduk 75x75 cm
944200	1	Laparoskopilaken 250/175/270x260 cm, hull 25x30 cm og 13x24 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

GYNEKOLOGISK LAPAROSKOPISETT

7/14 **696600**




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
-	2	Cellduk 18x25 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
910598	1	Selvklebende operasjonsduk 75x75 cm
956966	1	Laparoskopilaken m/benposer 250/270x270 cm, hull m/limkant 26x20 cm, hull 9x13 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

GYNEKOLOGI- OG CYSTOSKOPISETT

11/22 **696110**




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
906109	2	Benposer 75x120 cm
957961	1	Gynekologi-og cystoskopilaken 75x175 cm, hull 9x15 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

GYNEKOLOGI- OG CYSTOSKOPISETT

11/22 **696110**




Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
906109	2	Benposer 75x120 cm
957961	1	Gynekologi-og cystoskopilaken 75x175 cm, hull 9x15 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm

Minstebestilling 1 kartong

KARDIOVASKULÆRLAKEN

NEDRE VASKULÆRLAKEN




Art. nr. steril	Art. nr. steril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
824700	988795	Nedre vaskulærlaken m/perinealduk 200x260 cm, splitt 20x102 cm	15/30

Minstebestilling 1 kartong

NEVRO

KRANIOTOMISETT

6/12 **888142**



Art. nr. steril	Antall	Beskrivelse
996106	1	Assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	2	Cellduk 18x25 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
947064	4	Selvklebende operasjonsduk 50x50 cm
965524	1	Kraniotomilaken 230x300 cm, incisjon 30x20 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, absorberende område 75x190 cm


Minstebestilling 1 kartong

BARRIER® oppdekking

OBSTETRIKK

FØDESETT

7/14 914341




Art. nr. usteril	Antall	Beskrivelse
304998	2	Absorberende duk 56x80cm
-	1	Underleggsduk 60x90cm
-	6	Cellduk 18x25cm
968004	2	Operasjonsduk 45x75cm
-	20	Nonwoven kompress 10x10cm
90100	1	Instrumentbordlaken 100x150cm, absorberende område 75x150cm

Minstebestilling 1 kartong

OBSTETRIKK

SECTIOSETT


4/8 903355



Art. nr. usteril	Antall	Beskrivelse
996106	1	Assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm
-	4	Ccellduk 18x25 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
947064	1	Selvklebende operasjonsduk 50x50 cm
910433	1	Babyteppe 90x120 cm
904743	1	Sectiolaken 175/250x300 cm, insisjon 38x32 cm, foldet på langs
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190cm, absorberende område 75x190cm, foldet på langs

Minstebestilling 1 kartong

ASSISTANSEBORDPOSE




Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/Kartong
610601	996106	Assistansebordpose 79x145 cm, absorberende område 65x85 cm	25/75

Minstebestilling 1 kartong

ENT-DENTAL

DENTAL SET

22/44 306480




Art. nr. usteril	Antall	Beskrivelse
815330	2	Kameratrekk plain tip 8x120 cm
911500	1	Op-tape 9x49 cm
900076	1	Hullduk 100x150 cm, hull 13x9,5 cm
968000	1	Instrumentbordlaken 75x90 cm

ENT-DENTAL

ENT SET

7/14 65000




Art. nr. usteril	Antall	Beskrivelse
996106	1	Assistansebordpose 79x145 cm, 65x85 cm absorberende
-	4	Cellduk 18x25 cm
911500	2	Op-tape 9x49 cm
910519	1	Operasjonsduk 75x90 cm
930200	1	Selvklebende operasjonslaken 90x75 cm
70509	1	Splittlaken 150x260 cm, splitt 7x65 cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, 75x190 cm absorberende

BARRIER® oppdekking

ØYEKIRURGI

ØYESETT


16/32 903167



Art. nr. usteril	Antall	Beskrivelse
-	1	Cellduk 18x25 cm
-	1	Øyelaken m/pose 140x150 cm, insisjon 8x10 cm
90150	1	Instrumentbordlaken 150x150 cm, absorberende område 75x150 cm

Minstebestilling 1 kartong


INSTRUMENTPOSE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
705860	815320	Instrumentpose 30x50 cm	35/70

Minstebestilling 1 kartong


SUG- OG DIATERMIPOSE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
707035	977035	Sug- og diatermi pose 40x35 cm	30/120

Minstebestilling 1 kartong


SKULDERPOSE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
5217	9317	Væskeoppsamlingspose 83x88 cm, splitt 15x52 cm, innpakket	8/16

Minstebestilling 1 kartong


VÆSKEOPPSAMLINGSGPOSE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
5218	-	Væskeoppsamlingspose m/sil og tappekran 50x60 cm	8/16

Minstebestilling 1 kartong


KNEARTROSKOPIPOSE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
69200	79200	Kneartroskopi pose 60x120 cm, hull 7 og 5 cm elastisk	9/18

Minstebestilling 1 kartong


ELEFANTLUE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
63011	-	Elefantlue rund 90 cm	22/44


Minstebestilling 1 kartong

KAMERATREKK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
705820	815332	Kameratrekk 14x250 cm, perforert tupp	20/120


KAMERATREKK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
705830	815333	Kameratrekk 18x250cm, elastisk tupp	15/90

Minstebestilling 1 kartong


TREKK FOR ULTRALYDPROBE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
706002	-	Trekk for ultralydprobe 15x236 cm, liten T-tupp	25/100

Minstebestilling 1 kartong


TREKK FOR ULTRALYDPROBE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
706004	-	Trekk for ultralydprobe 13x236 cm, rett tupp	30/120

Minstebestilling 1 kartong


MIKROSKOPTREKK ZEISS MD



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
705960	-	Mikroskoptrekk Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x305cm	8/16

Minstebestilling 1 kartong


OP-TAPE



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
381035	911500	Op-tape 9x49 cm	100/400

Minstebestilling 1 kartong


BENPOSER



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
610930	906109	Benposer, 75x120 cm, 2 stk	36/72

Minstebestilling 1 kartong


PERINEALDUK



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
903153	-	Perinealduk 18x40cm	30/120

Minstebestilling 1 kartong

SLANGEHOLDER



Art. nr. steril	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
708131	824098	Slangeholder 2,5x30 cm, selvklebende, borrelås	50/200
80006076	-	Slangeholder 5x15 cm, selvklebende, borrelås	50/200

Minstebestilling 1 kartong

BARRIER® bekledning

OPERASJONSFRAKKER
BÆREKRAFTIG SORTIMENT

OPERASJONSFRAKK PRIMARY PLUS ISCC STANDARD PERFORMANCE



Art. nr. steril*	Art. nr usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
583101	483101	Primary Plus SP, L-L, 134cm	18/36
583102	483102	Primary Plus SP, XL, 129 cm	18/36
583103	483101	Primary Plus SP, XL-L, 144cm	16/32
583105	790105	Primary Plus SP, XL-L, 144 cm	16/32
583106	790106	Primary Plus SP, XXL-XL, 157 cm	16/32

*ingen håndklær


PRIMARY PLUS ISCC HIGH PERFORMANCE



Art. nr. steril*	Art. nr usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
593102	493102	Primary Plus HP, XL, 129 cm	16/32
593103	493103	Primary Plus HP, XL-L, 144 cm	14/28
593105	493105	Primary Plus HP, XXL-XL, 157 cm	14/28
593106	493106	Primary Plus HP, XXL-XXL, 165 cm	14/28

*ingen håndklær

OPERASJONSFRAKK CLASSIC TIE BACK



Art. nr. steril*	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
840101		Operasjonsfrakk Tie-Back CLASSIC SP med FSC-sertifisert papir, L, 120 cm	20/40
840102		Operasjonsfrakk Tie-Back CLASSIC SP med FSC-sertifisert papir, XL-L, 141 cm	20/40

PRIMARY PLUS SP



Art. nr. steril*	Art. nr. steril**	Art. nr. usteril**	Beskrivelse	Eske/ Kartong
580201	580101	480101	Primary Plus SP, L-L, 134 cm	18/36
580202	580102	480102	Primary Plus SP, XL, 129 cm	18/36
580203	580103	480103	Primary Plus SP, XL-L, 144 cm	16/32
580205	580105	480105	Primary Plus SP, XXL-XL, 157 cm	16/32
580206	580106	480106	Primary Plus SP, XXL-XXL, 165 cm	16/32
*2 håndklær +crepe		**ingen håndklær		

PRIMARY PLUS HIGH PERFORMANCE



Art. nr. steril*	Art. nr. steril**	Art. nr. usteril	Beskrivelse	Eske/ Kartong
590202	590102	490102	Primary Plus HP, XL, 129 cm	16/32
590203	590103	490103	Primary Plus HP, XL-L, 144 cm	14/28
590204	590104	490104	Primary Plus HP, XXL-L, 145 cm	14/28
590205	590105	480105	Primary Plus HP, XXL-XL, 157 cm	14/28
*2 håndklær +crepe		**ingen håndklær		

BARRIER® bekledning

OPERASJONSLUER / STANDARD

OPERASJONSLUE ANNIE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
621825	Operasjonslue L (elastikk), grønn	150/600
621925	Operasjonslue XL (elastikk), grønn	150/600

OPERASJONSLUER / STANDARD

OPERASJONSLUE KOSACK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
621000	Operasjonslue one-size (elastikk), grønn	120/960

OPERASJONSLUER / STANDARD

OPERASJONSLUE PEGGY



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
621700	Operasjonslue one-size (elastikk), grønn	120/960

BARRIER® bekledning

OPERASJONSLUE FLORY



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
620500	Operasjonslue one-size (knytebånd), grønn	100/500

OPERASJONSLUER / SPECIAL

OPERASJONSLUE ANNIE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
621845	Operasjonslue m/svettebånd, L (elastisk), grønn	120/480

OPERASJONSLUER / SPECIAL

OPERASJONSLUE COMMODUS



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
622010	Operasjonslue m/svettebånd, one-size (elastisk), blå/grønn/hvit	60/480

BARRIER® bekledning

OPERASJONSLUER / SPECIAL

OPERASJONSHJELM GLENN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
620200	Operasjonshjelm one-size (svettebånd, knytebånd), grønn	40/200

OPERASJONSLUER / SPECIAL / EXTRA COMFORT

OPERASJONSHJELM GLENN PRO



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
620205	Operasjonshjelm one-size (svettebånd, knytebånd), blå	35/175



Art.nr.	Beskrivelse	Ørestriker	Knytebånd	Pusteøyule	Antidugg	Visir	Eske/Kartong	Farge
MEDISINSK MUNNBIND								
4231	Medisinsk munnbind, blått		•		•		60/600	•
4234	Medisinsk munnbind, blått		•		•		50/500	•
4237	Medisinsk munnbind, blomster		•				60/600	•
4291	Medisinsk munnbind, blått		•		•		50/500	•
4313	Medisinsk munnbind, blått		•				50/600	•
658200	Medisinsk munnbind, grønt	•		•			50/500	•
658391	Medisinsk munnbind, hvit		•	•	•		50/500	○

BARRIER® bekledning

CLEAN AIR SUIT

OVERDEL



Art. nr.	Beskrivelse	Farge	Eske/ Kartong
842000	XS	Blå	-/28
842100	S	Blå	-/26
842200	M	Blå	-/22
842300	L	Blå	-/20
842400	XL	Blå	-/18
842500	XXL	Blå	-/18
842600	XXXL	Blå	-/16

CLEAN AIR SUIT

BUKSE



Art. nr.	Størrelse	Farge	Eske/ Kartong
843000	XS	Blå	-/28
843100	S	Blå	-/26
843200	M	Blå	-/22
843300	L	Blå	-/20
843400	XL	Blå	-/18
843500	XXL	Blå	-/18
843600	XXXL	Blå	-/16

BARRIER® bekledning

AVDELINGSBEKLEDNING

OVERDEL MED MANSJETT I ERMER OG MIDJE, EKSTRA KOMFORT



Art. nr.	Størrelse	Farge	Eske/ Kartong
22600	XS	Grønn	/48
22610	S	Grønn	/48
22620	M	Grønn	/48
22630	L	Grønn	/48
22640	XL	Grønn	/48

AVDELINGSBEKLEDNING

BUKSE MED MANSJETT I BEN, EKSTRA KOMFORT



Art. nr.	Størrelse	Farge	Eske/ Kartong
22700	XS	Grønn	/48
22710	S	Grønn	/48
22720	M	Grønn	/48
22730	L	Grønn	/48
22740	XL	Grønn	/48

OVERDEL, EKSTRA KOMFORT



Art. nr.	Størrelse	Farge	Eske/ Kartong
24600	XS	Lilla	-/48
24610	S	Lilla	-/48
24620	M	Lilla	-/48
24630	L	Lilla	-/48
24640	XL	Lilla	-/48
24650	XXL	Lilla	-/48
24660	XXXL	Lilla	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING

BUKSE, EKSTRA KOMFORT



Art. nr.	Størrelse	Farge	Eske/ Kartong
24700	XS	Lilla	-/48
24710	S	Lilla	-/48
24720	M	Lilla	-/48
24730	L	Lilla	-/48
24740	XL	Lilla	-/48
24750	XXL	Lilla	-/48
24760	XXXL	Lilla	-/48

PASIENTBEKLEDNING

PASIENTSKJORTE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/ Kartong
616550	Pasientskjorte, uten ermer, blå	10/120

BIOGEL ECLIPSE® INDICATOR® SYSTEM

607



Art. nr. steril	Beskrivelse	Str.	Eske/ Kartong
60760	Biogel Eclipse Indicator	6.0	25x2/100
60765	Biogel Eclipse Indicator	6.5	25x2/100
60770	Biogel Eclipse Indicator	7.0	25x2/100
60775	Biogel Eclipse Indicator	7.5	25x2/100
60780	Biogel Eclipse Indicator	8.0	25x2/100
60785	Biogel Eclipse Indicator	8.5	25x2/100

Anbefales for alle kirurgiske inngrep. Biogel Eclipse® Indicator®-systemet er designet for å sikre best mulig indikasjon når du bruker doble hansker. Bruk Biogel Eclipse® (REF 751) som utbyttehanske for å opprettholde fargeindikasjonssystemets nøyaktighet når den ytre hansken i Biogel Eclipse® Indicator® System har blitt punktert. Innerhansken er grønn for å gi umiddelbar gjenkjenning av perforering, og den glatte overflaten er spesielt utviklet for å la deg raskt og enkelt ta på deg den ytre hansken.

BIOGEL ECLIPSE®

751



Art. nr. steril	Beskrivelse	Str.	Eske/ Kartong
75155	Biogel Eclipse	5.5	50/200
75160	Biogel Eclipse	6.0	50/200
75165	Biogel Eclipse	6.5	50/200
75170	Biogel Eclipse	7.0	50/200
75175	Biogel Eclipse	7.5	50/200
75180	Biogel Eclipse	8.0	50/200
75185	Biogel Eclipse	8.5	50/200
75190	Biogel Eclipse	9.0	40/160

Anbefales for alle kirurgiske inngrep. Biogel Eclipse® kan brukes alene eller som utbyttehanske for å opprettholde fargeindikasjonssystemets nøyaktighet når den ytre hansken i Biogel Eclipse® Indicator® System (REF 607) har blitt punktert. Biogel Eclipse tilbyr utmerket barrierebeskyttelse samt følelse, passform og komfort.

BIOGEL® PI MICRO INDICATOR® SYSTEM

483



Art. nr. steril	Beskrivelse	Str.	Eske/ Kartong
48360	Biogel PI Micro Indicator	6.0	25x2/100
48365	Biogel PI Micro Indicator	6.5	25x2/100
48370	Biogel PI Micro Indicator	7.0	25x2/100
48375	Biogel PI Micro Indicator	7.5	25x2/100
48380	Biogel PI Micro Indicator	8.0	25x2/100
48385	Biogel PI Micro Indicator	8.5	25x2/100

Sterile, pudderfrie syntetiske polyisoprenhansker. Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer eller operasjoner der naturgummilateksallergier (type I) er en bekymring for pasienter eller klinikere, eller når ekstra taktil følsomhet er forespurt. Bruk Biogel® PI Micro (REF 485) som utbyttehanske for å opprettholde fargeindikasjonssystemets nøyaktighet når ytterhansken i Biogel® PI Micro Indicator®-systemet har blitt punktert. Vanligvis 20 % tynnere enn Biogel PI Indicator system. Innerhansken er blå for å gi umiddelbar gjenkjenning av perforering, og dens glatte overflate er spesielt konstruert slik at du raskt og enkelt kan ta på deg ytterhansken.

BIOGEL® PI MICRO

485



Art. nr. steril	Beskrivelse	Str.	Eske/ Kartong
48560	Biogel PI Micro	6.0	50/200
48565	Biogel PI Micro	6.5	50/200
48570	Biogel PI Micro	7.0	50/200
48575	Biogel PI Micro	7.5	50/200
48580	Biogel PI Micro	8.0	50/200
48585	Biogel PI Micro	8.5	50/200
48590	Biogel PI Micro	9.0	40/160

Sterile, pudderfrie syntetiske polyisoprenhansker. Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer der allergi mot naturgummilateks (type I) er en bekymring for pasienter og klinikere eller når ekstra taktil følsomhet er forespurt. Biogel® PI Micro kan brukes alene eller som utbyttehanske for å opprettholde fargeindikasjonssystemets nøyaktighet når den ytre hansken i Biogel® PI Micro Indicator® System (REF483) har blitt punktert. Den er vanligvis 20 % tynnere enn Biogel PI UltraTouch.

Notater

Notater

Mölnlyckes representanter



Jørund Estenstad

Key Account Manager

Tlf: 90 53 03 92

E-post: jorund.estenstad@molnlycke.com



Hilde H. Hansen

Produktspesialist

Tlf: 95 18 67 86

E-post: hilde.hansen@molnlycke.com



Kaja Katrine Gulseth-With

Account Manager Gloves

Tlf: 92 47 28 38

E-post: kaja.gulseth-with@molnlycke.com

Ta gjerne kontakt med oss for opplæring og/eller ytterligere informasjon, eller besøk vår hjemmeside: www.molnlycke.no

Vår kundeservice kan kontaktes på:

Tlf: 80 01 61 78

E-post: csc.no@molnlycke.com