



Avtaleprodukter Helse Sør-Øst Sårbehandlingsprodukter

Helse Sør-Øst RHF

Digital avtaleside

Besøk vår [digitale avtaleside](#) for Helse Sør-Øst som inneholder informasjon om alle sårprodukter som er på avtale fra Mölnlycke®. På denne siden kan du navigere ut i fra de ulike produktkategoriene og finne informasjonsfilmer, appliseringsfilmer og relevante dokumenter, som datablad med mer, tilgjengelig for nedlastning.

Vi håper denne siden kan gi dere relevant og god kunnskap om produktene dere har på avtale.




Bandasjeveileder for Helse Sør-Øst

På den digitale avtalesiden vil du også finne en egen bandasjeveileder utviklet for Helse Sør-Øst. Denne er tilgjengelig for nedlasting og kan også bli tilsendt avdelingen på forespørsel.

Bandasjeveilederen gir veiledning i hvilke av bandasjene på avtale som er egnet i behandling av ulike typer sår.

Skann QR-koden for direkte tilgang, eller besøk:
www.molnlycke.no/tender/helse-sor-ost-sar/



Postoperativ bandasje

Mepilex® Border Post-Op



Fleksibel alt-i-ett postoperativ bandasje

Mepilex® Border Post-Op er høyabsorberende og kan brukes på væskende akutte sår slik som operasjonssår, kutt og skrubbsår. Den er designet for å være spesielt egnet til operasjonssår og absorpsjon av blod. Flex-kuttene gjør den svært føyeleg og dermed også ideell for bandasjering over ledd. Bandasjen er dusjtett, har en brukstid på opptil 14 dager og er nå enda enklere å applisere. Vår Safetac®-teknologi gjør at bandasjen hefter til huden, men ikke til fuktig sårflate, og dermed beskyttes huden og såret mot skade.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
496100	Mepilex Border Post-Op	6 x 8 cm	10	100
496200	Mepilex Border Post-Op	9 x 10 cm	10	100
496300	Mepilex Border Post-Op	10 x 15 cm	10	100
496400	Mepilex Border Post-Op	10 x 20 cm	10	30
496450	Mepilex Border Post-Op	10 x 25 cm	10	80
496600	Mepilex Border Post-Op	10 x 30 cm	10	40
496650	Mepilex Border Post-Op	10 x 35 cm	5	50



Nye Mepilex Border Post-Op med ramme for enkel applisering og reposisjonering

Skumbandasjer

Mepilex®




Absorberende skumbandasje

Myk, formbar og absorberende skumbandasje med skånsomt silikonbelegg. Egner seg til behandling av et bredt spekter av kroniske og akutte sår.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
294015	Mepilex	5 x 5 cm	5	40
294100	Mepilex	10 x 10 cm	5	70
294200	Mepilex	10 x 20 cm	5	45
294300	Mepilex	15 x 15 cm	5	25
294400	Mepilex	20 x 20 cm	5	20
294500	Mepilex	20 x 50 cm	2	12
288100	Mepilex Heel	13 x 20 cm	5	25
288300	Mepilex Heel	15 x 22 cm	5	30

Mepilex® Ag



Absorberende, antimikrobiell skumbandasje

Myk, formbar og absorberende skumbandasje med skånsomt silikonbelegg og sølv for rask og vedvarende antimikrobiell sårbehandling. Egner seg for et bredt spekter av kroniske og akutte sår, inkludert brannskader.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
287110	Mepilex Ag	10 x 10 cm	5	70
287210	Mepilex Ag	10 x 20 cm	5	45
287310	Mepilex Ag	15 x 15 cm	5	25
287410	Mepilex Ag	20 x 20 cm	5	20
287510	Mepilex Ag	20 x 50 cm	2	12
388100	Mepilex Heel Ag	13 x 20 cm	5	25
388300	Mepilex Heel Ag	15 x 22 cm	5	30

Mepilex® Lite



Tynn absorberende skumbandasje

Myk, formbar og absorberende, tynn skumbandasje med skånsomt silikonbelegg. Egner seg til sår som væsker lite og til beskyttelse av skjør hud. Kan forebygge utstyrsrelaterte trykkskader. Klinisk dokumentasjon for behandling av hudreaksjoner i forbindelse med strålebehandling.


Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
284000	Mepilex Lite	6 x 8,5 cm	5	70
284100	Mepilex Lite	10 x 10 cm	5	50
284300	Mepilex Lite	15 x 15 cm	5	50
284500	Mepilex Lite	20 x 50 cm	4	24

Sårkontaktlag


Mepilex® Transfer



Mepilex® Transfer Ag



Mepitel® One



* Spesielt tilpasset bruk på hudflenger med påtrykt pil for fjerning i riktig retning.

Væsketransporterende sårkontaktlag av skum

Mykt, væsketransporterende sårkontaktlag med silikon til bruk på et bredt spekter av væskende sår. Sårvæsken transporteres videre til absorberende sekundærbandasje, for eksempel Mesorb. Egner seg til beskyttelse av skjør hud.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
294600	Mepilex Transfer	7,5 x 8,5 cm	5	70
294700	Mepilex Transfer	10 x 12 cm	5	50
294800	Mepilex Transfer	15 x 20 cm	5	40
294502	Mepilex Transfer	20 x 50 cm	4	24

Antibakteriell, væsketransporterende sårkontaktlag av skum

Mykt, væsketransporterende sårkontaktlag av skum med skånsomt silikonbelegg og sølv for rask og vedvarende antimikrobiell sårbehandling. Egner seg til behandling av en rekke væskende, infiserte sår. Sårvæsken transporteres til absorberende sekundærbandasje, for eksempel Mesorb.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
394000	Mepilex Transfer Ag	7,5 x 8,5 cm	10	70
394100	Mepilex Transfer Ag	10 x 12 cm	5	50
394800	Mepilex Transfer Ag	15 x 20 cm	10	50
394500	Mepilex Transfer Ag	20 x 50 cm	2	12

Sårkontaktlag med innsyn til såret

Mepitel® One er et sårkontaktlag med skånsomt silikonbelegg på én side. Egner seg til behandling av en rekke kroniske og akutte sår, som for eksempel hudflenger. Den kan også brukes som beskyttelse av skjør hud. Den transparente nettingstrukturen sørger for at sårvæsken absorberes opp i en sekundærbandasje, og gjør det mulig å inspisere såret uten å fjerne sårkontaktlaget.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
289100	Mepitel One	5 x 7,5 cm	10	70
289170*	Mepitel One	6 x 7 cm	5	70
289270*	Mepitel One	9 x 10 cm	5	50
289300	Mepitel One	7,5 x 10 cm	10	40
289470*	Mepitel One	13 x 15 cm	5	50
289500	Mepitel One	10 x 18 cm	10	70
289700	Mepitel One	17 x 25 cm	5	40
289750	Mepitel One	27,5 x 50 cm	2	14

Tradisjonelle bandasjer

Mepore®



Selvheftende absorberende nonwoven-bandasje

Mepore® er en selvheftende, absorberende og pustende bandasje for lite til moderat væskende sår. Den har et vannbasert og løsemiddelfritt heftemiddel av polyakrylat, som gir sikker fiksering.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
672000	Mepore	5 x 7 cm	60	480
670800	Mepore	6 x 7 cm	60	480
672100	Mepore	8 x 10 cm	50	400
672200	Mepore	8 x 15 cm	50	400
671100	Mepore	9 x 20 cm	30	180
671200	Mepore	9 x 25 cm	30	210
671300	Mepore	9 x 30 cm	30	270
671400	Mepore	9 x 35 cm	30	180
331980	Mepore rull	4 cm x 2 m	1	30
332080	Mepore rull	7 cm x 2 m	1	21
331900	Mepore rull	4 cm 5 m	1	24
332000	Mepore rull	7 cm x 5 m	1	18

Mesorb®



Absorberende bandasje med sperresjikt

Høyabsorberende bandasje med sperresjikt for en rekke væskende sår. Egner seg både som primær- og sekundærbandasje (for eksempel i kombinasjon med sårkontaktlag).

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
677001	Mesorb	10 x 13 cm	50	400
677201	Mesorb	13 x 15 cm	50	300
677401	Mesorb	10 x 23 cm	50	300
677601	Mesorb	15 x 23 cm	50	300
677701	Mesorb	23 x 25 cm	30	120
677801	Mesorb	30 x 23 cm	30	120

Fiksering og beskyttelse

Mepitel® Film



SafetaC
TECHNOLOGY

Mefix®



Tubigrip®



Transparent filmbandasje

Hudvennlig, transparent og pustende filmbandasje med skånsomt silikonbelegg. Kan brukes alene eller til fiksering av bandasjer og utstyr. Egner seg til beskyttelse av skjør hud og kan brukes forebyggende i forbindelse med strålebehandling. Kan ikke brukes som primærfiksering til livsnødvendig utstyr.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
296170	Mepitel Film	6 x 7 cm	10	50
296270	Mepitel Film	10 x 12 cm	10	70
296470	Mepitel Film	10 x 25 cm	10	50
296670	Mepitel Film	15 x 20 cm	10	70

Selvheftende fiksering

Nonwoven-tape for fikseringen av bandasjer, kompresser, kateter og slanger. Nonwoven-materialet har en porøs struktur som gjør at luft og vanddamp trenger igjennom. Materialet er fleksibelt og tilpasser seg kroppskonturene godt, og gir kroppen bevegelsesfrihet. Vannbasert, hudvennlig lim. Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir for praktisk måling og klipping.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
310250	Mefix	2,5 cm x 10 m	1	40
310500	Mefix	5 cm x 10 m	1	40
311000	Mefix	10 cm x 10 m	1	20
311500	Mefix	15 cm x 10 m	1	15
312000	Mefix	20 cm x 10 m	1	10
313000	Mefix	30 cm x 10 m	1	10

Allsidig tubulær bandasje

Tubebandasje med støtteeffekt (dobbelt lag gir 15mmHg). Leveres på rull à 10 meter.

Varenr.	Str.	Til bruk på	Str. kroppsdel i cm	Ant. i eske	Ant. i kartong
1435	A	Barnefot og -arm	10-14,5	1	44
1436	B	Små hender og armer	14,5-34	1	32
1443	C	Medium armer og små ankler	22-36	1	28
1437	D	Store armer, medium ankler, små knær	26-41	1	28
1434	E	Store ankler, medium knær	29-46	1	24
1438	F	Store knær, medium lår	33-53	1	20
1439	G	Store lår	39-62	1	12
1440	J	Liten kropp	54-82	1	8
1441	K	Medium kropp	70-113	1	6
1442	L	Stor kropp	106-149	1	4
1444	M	Ekstra stor kropp	119-167	1	4

Mölnlyckes representanter



Rine Helen Brekke

Account Manager og sykepleier

Tlf: 91 33 93 15

E-post: rine.brekke@molnlycke.com



Stian Folkestad

Account Manager og sårsykepleier

Tlf: 97 02 29 11

E-post: stian.folkestad@molnlycke.com

Ta gjerne kontakt med oss for opplæring og/eller ytterligere informasjon, eller besøk vår hjemmeside: www.molnlycke.no

Vår kundeservice kan kontaktes på:

Tlf: 80 01 61 78

E-post: csc.no@molnlycke.com

Les mer på molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mefix, Mepilex og Mepitel er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2024 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett.NOWC1002408

