



System- og produktforklaring

- Avance Solo og Avance Solo Adapt leveres i et modulformat slik at brukeren kan velge i henhold til behov og dermed minimere potensialet for overskuddslager eller svinn.
- Produktene leveres i steril enhetspakning eller blisterpakning.
- En innereske kan inneholde mer enn én enhetspakning.
- Transportkartong er en transportenhet som kan inneholde mer enn én innereske. Kartongen er laget av solid papp egnet for frakt.
- Minste bestillingskvantum er en transportkartong.

Avance Solo Sortiment

Art. nr.	Beskrivelse	Innhold i sterile enhetspakninger	Ant. per eske	Ant. per kartong
Pumpe, kanister og bandasje med heftekant				
8881020	Avance Solo pumpe, kanister og bandasje med heftekant	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + bandasje 10 x 20 cm + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm + betteklemmes	1	2
8881030	Avance Solo pumpe, kanister og bandasje med heftekant	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + bandasje 10 x 30 cm + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm + betteklemmes	1	2
8881035	Avance Solo pumpe, kanister og bandasje med heftekant	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + bandasje 10 x 35 cm + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm + betteklemmes	1	2
Avance Solo pumpe og kanister				
8880050	Avance Solo pumpe og kanister	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + betteklemmes	1	2
Bandasje med heftekant				
881020	Avance Solo bandasje med heftekant - 10 x 20 cm	10 x 20 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881030	Avance Solo bandasje med heftekant - 10 x 30 cm	10 x 30 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881035	Avance Solo bandasje med heftekant - 10 x 35 cm	10 x 35 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881515	Avance Solo bandasje med heftekant - 15 x 15 cm	15 x 15 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881520	Avance Solo bandasje med heftekant - 15 x 20 cm	15 x 20 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881530	Avance Solo bandasje med heftekant - 15 x 30 cm	15 x 30 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
882020	Avance Solo bandasje med heftekant - 20 x 20 cm	20 x 20 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
882525	Avance Solo bandasje med heftekant - 25 x 25 cm	25 x 25 cm bandasje med heftekant + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
Kanister og skum				
880050	Avance Solo kanister 50 ml	Kanister 50 ml med slange	4	8
882000	Avance Solo skum	Skum 1,5 x 10 x 12 cm	4	8
Avance Solo tilbehør				
890001	Bæreeske liten	15 x 12 x 3,5 cm	1	8
890002	Bæreeske stor	30,5 x 14,5 x 7,5 cm	1	8
890003	Bæreeske, case	17 x 11 x 8 cm	1	2

Avance Solo Adapt Sortiment

Art. nr.	Beskrivelse	Innhold i sterile enhetspakninger	Ant. i eske	Ant. i kartong
9994152	Avance Solo Adapt pumpe, kanister, skum, film og overføringsport	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + Safetac film 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + betteklemmes	1	2
994152	Avance Solo Adapt skum, film og overføringsport	Safetac film 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + overføringsport og slange	5	5
994000	Avance Solo Adapt film	Selvheftende film med Safetac silikonheft 20 x 27 cm	5	10

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Safetac og Avance er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2026 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC7392603



Avance® Solo og Avance® Solo Adapt

Produktbeskrivelser og sortiment




Avance Solo

- Lukkede og åpne sår

1 Pumpe, kanister og bandasje med heftekant

De tre tilgjengelige settene i Avance Solo-sortimentet er primært utviklet for lukkede sår hvor behandling starter på operasjonssalen. Settene inneholder alt som trengs for applisering og oppstart av behandling; en pumpe og kanister pluss bandasje, fikseringsstrimler og fire litium AA-batterier.



2 Avance Solo pumpe og kanister


Esken med Avance Solo pumpe inneholder

- pumpehuset med motor og pumpeenhet
- belteklips av plast
- 50 ml kanister med slange og kobling
- 4 x Litium AA-batterier



3 Bandasje med heftekant

De åtte forskjellige bandasjestørrelsene leveres i esker som inneholder to individuelt pakkede sterile bandasjer. Hver bandasje har påsatt slangeport med kobling. Seks sekundære fikseringsstrimler av polyuretanfilm med akrylheft medfølger.



4 Avance Solo kanister og skum

Kanister og skumfyller leveres i sterile enhetspakninger, fire i hver eske. Kanisterne har påsatt slange og kobling.




Avance Solo Adapt

- trykksår

1 Avance Solo Adapt

Avance Solo Adapt-systemet bruker samme kanister som Avance Solo, men pumpen brukes sammen med skum og Safetac® film, som kan klippes og tilpasses utfordrende anatomiske områder, som sakrum o.l.



2 Avance Solo Adapt bandasje

Bandasjer leveres separat i pakning inneholdende Safetac film, Avance Solo Adapt skum, slange og kobling.



3 Safetac Film

Safetac heftende film leveres i sterile enhetspakninger.

